

GANTS  
À USAGE  
UNIQUE



**MERCATOR**



sélection  
**2023**



**LABOMODERNE**

*une expertise française*

## Gants Nitrylex® Classic nitrile, non poudrés

### EPI Cat. III

#### Normes

- CE DM 93/42/CEE
- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523 (Type B)
- EN 374-4
- EN 374-5
- EN 374-5 / VIRUS
- CE1935/2004



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- surface interne polymérisée et chlorée
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1
- longueur 240 mm
- coloris : bleu, violet ou noir
- ambidextres
- en boîte distributrice de 100 ou de 200, selon modèle

taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT
<b>Coloris BLEU, par 100</b>				
XS 6	GD8406	les 100	GD8416	les 200
S 7	GD8407	les 100	GD8417	les 200
M 8	GD8408	les 100	GD8418	les 200
L 9	GD8409	les 100	GD8419	les 200
XL 10	GD8410	les 100	GD8420	les 200
<b>Coloris VIOLET, par 100</b>				
XS 6	GD9306	les 100	-	-
S 7	GD9307	les 100	-	-
M 8	GD9308	les 100	-	-
L 9	GD9309	les 100	-	-
XL 10	GD9310	les 100	-	-
<b>Coloris NOIR, par 100</b>				
XS 6	GD9506	les 100	-	-
S 7	GD9507	les 100	-	-
M 8	GD9508	les 100	-	-
L 9	GD9509	les 100	-	-
XL 10	GD9510	les 100	-	-

## Gants Nitrylex® classic long nitrile, non poudrés, longueur 300 mm

### EPI Cat. III

#### Normes

- CE DM 93/42/CEE
- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523 (Type B)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- CE1935/2004

- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1
- longueur 300 mm
- épaisseur : doigts 0,10 mm, paume 0,08 mm, manchette 0,06 mm
- coloris : bleu
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S	GA1307	les 100
M	GA1308	les 100
L	GA1309	les 100
XL	GA1310	les 100



## Gants Nitrylex® beFree long nitrile, non poudrés, longueur 295 mm

### EPI Cat. III

#### Normes

- CE DM 93/42/CEE
- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523 (Type C)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5

- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1
- longueur 295 mm
- épaisseur : doigts 0,07 mm, paume 0,05 mm, manchette 0,04 mm
- coloris : violet
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S	GA1507	les 100
M	GA1508	les 100
L	GA1509	les 100
XL	GA1510	les 100



## Gants Nitrylex® Pink nitrile, non poudrés

EPI Cat. III

**Normes**

- CE 2017/745 classe I
- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523 (Type B)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- CE1935/2004

- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- épaisseur : doigts 0,05 mm, paume 0,05 mm, manchette 0,04 mm
- poids 3,4 g
- coloris : rose
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS	GA3306 les 100	
S	GA3307 les 100	
M	GA3308 les 100	
L	GA3309 les 100	
XL	GA3310 les 100	



## Gants Nitrylex® One by one nitrile, non poudrés

EPI Cat. III

**Normes**

- CE 2017/745 classe I
- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523 (Type B)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- CE1935/2004

- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- épaisseur : doigts 0,06 mm, paume 0,05 mm, manchette 0,04 mm
- poids 3,6 g
- coloris : bleu
- ambidextres
- en boîte distributrice Safe Pack

taille	référence	Prix HT
XS	GA3406 les 200	
S	GA3407 les 200	
M	GA3408 les 200	
L	GA3409 les 200	
XL	GA3410 les 200	



Boîte distributrice Safe Pack : retrait du gant par la manchette, chaque gant faisant avancer le suivant



## Gants Nitrylex® high risk nitrile, non poudrés, longueur 270 mm

EPI Cat. III

**Normes**

- CE 2017/745 classe I
- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523 (Type B)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- CE1935/2004

- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,0
- longueur 270 mm
- épaisseur : doigts 0,15 mm, paume 0,11 mm, manchette 0,08 mm
- poids 7,4 g
- coloris : orange
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S	GA3507 les 100	
M	GA3508 les 100	
L	GA3509 les 100	
XL	GA3510 les 100	



## Gants Nitrylex® Classic nitrile, non poudrés

EPI Cat. III

**Normes**

- CE 2017/745 classe I
- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523 (Type B)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- CE1935/2004

- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- épaisseur : doigts 0,06 mm, paume 0,05 mm, manchette 0,04 mm
- poids 3,0 g
- coloris : blanc
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S	GA3607 les 100	
M	GA3608 les 100	
L	GA3609 les 100	
XL	GA3610 les 100	



# Gants Dermagel®

## Gants Dermagel® coated latex, non poudrés

EPI Cat. III

**Normes**

- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523 (Type B)
- EN 374-4
- EN 374-5
- EN 374-5 / VIRUS
- CE 1935/2004



- en latex naturel
- non poudrés
- texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1
- longueur 240 mm
- coloris : crème
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD8506 les 100	
S 7	GD8507 les 100	
M 8	GD8508 les 100	
L 9	GD8509 les 100	
XL 10	GD8510 les 100	



## Gants Dermagel® gyno stériles latex, non poudrés

EPI Cat. III

**Normes**

- CE DM 93/42/CEE
- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523
- EN 374-2
- EN 374-3



- en latex
- non poudrés
- stériles par rayons gamma
- extérieur texturé, intérieur chloriné
- risque biologique AQL : 0,65
- longueur 480 mm
- épaisseur : doigts 0,24 mm, paume 0,23 mm, manchette 0,15 mm
- coloris : jaune pâle
- bord roulé



taille	largeur	référence	Prix HT
S 6½	83 mm	GA1806 les 100 paires	
M 7½	95 mm	GA1807 les 100 paires	
L 8½	108 mm	GA1808 les 100 paires	

## Gants Dermagel® coated stériles latex, non poudrés

EPI Cat. III

**Normes**

- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)

- en latex
- non poudrés
- stériles oxyde d'éthylène
- extérieur texturé
- revêtement intérieur : polymère sans latex
- risque biologique AQL : 0,65
- longueur 270 mm
- épaisseur : doigts 0,21 mm, paume 0,19 mm, manchette 0,15 mm
- coloris : crème
- bord roulé



taille	référence	Prix HT
XS 6	GA1106 les 50 paires	
S 6½	GA1107 les 50 paires	
S/M 7	GA1108 les 50 paires	
M 7½	GA1109 les 50 paires	
M/L 8	GA1110 les 50 paires	
L 8½	GA1111 les 50 paires	
XL 9	GA1112 les 50 paires	



## Gants Dermagel® néoprène stériles néoprène, non poudrés

EPI Cat. III

**Normes**

- CE DM 93/42/CEE
- EN 420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 / EN 16523
- EN 374-2
- EN 374-3



- non poudrés
- stériles par rayons gamma
- extérieur texturé
- revêtement intérieur : polymère sans latex
- risque biologique AQL : 0,65
- longueur 270 mm
- épaisseur : doigts 0,20 mm, paume 0,18 mm, manchette 0,13 mm
- coloris : vert
- bord roulé

taille	référence	Prix HT
XS 6	GA1406 les 50 paires	
S 6½	GA1407 les 50 paires	
S/M 7	GA1408 les 50 paires	
M 7½	GA1409 les 50 paires	
M/L 8	GA1410 les 50 paires	
L 8½	GA1411 les 50 paires	
XL 9	GA1412 les 50 paires	



## Gants Comfort® stériles latex, non poudrés

### EPI Cat. III

#### Normes

certification DM 93/42/CEE

- EN 420
- EN 455 (1-4)
- EN 374-1 / EN 16523
- EN 374-3

- en latex
- non poudrés
- stériles oxyde d'éthylène
- extérieur texturé
- intérieur chloré
- risque biologique AQL : 0,65
- longueur 270 mm
- épaisseur : doigts 0,21 mm, paume 0,19 mm, manchette 0,14 mm
- coloris : crème
- bord roulé



taille	référence	Prix HT
XS 6	GA1606 les 50 paires	
S 6½	GA1607 les 50 paires	
S/M 7	GA1608 les 50 paires	
M 7½	GA1609 les 50 paires	
M/L 8	GA1610 les 50 paires	
L 8½	GA1611 les 50 paires	
XL 9	GA1612 les 50 paires	

## Gants Santex® Classic latex, poudrés

### EPI Cat. III

#### Normes

certification DM 93/42/CEE

- EN 420
- EN 455 (123)
- EN 374-1 / EN 16523 (Type C)
- EN 374-4
- EN 374-5
- EN 374-5 - VIRUS
- CE1935/2004

- en latex naturel
- poudrés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1
- longueur 240 mm
- coloris : crème
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
XS	GD9206 les 100	
S	GD9207 les 100	
M	GD9208 les 100	
L	GD9209 les 100	
XL	GD9210 les 100	

## Gants gogrip noirs nitrile, non poudrés

### EPI Cat. III

#### Normes

- EN 420
- EN 374-1 / EN 16523 (Type B)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- CE1935/2004

- en nitrile
- non poudrés
- texture diamant
- surface interne polymérisée et chlorée
- contact alimentaire
- longueur 240 mm
- poids : 6,5 g.
- épaisseur : doigts 0,180 mm, paume 0,145 mm, manchette 0,085 mm
- coloris : noir
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
M	GD8808 les 50	
L	GD8809 les 50	
XL	GD8810 les 50	
XXL	GD8811 les 50	

## Gants gogrip orange épais nitrile, non poudrés

### EPI Cat. III

#### Normes

- EN 420
- EN 374-1 / EN 16523 (Type B)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- CE1935/2004

- en nitrile
- non poudrés
- texture diamant
- surface interne polymérisée et chlorée
- contact alimentaire
- longueur 240 mm
- poids : 8,6 g.
- épaisseur : doigts 0,260 mm, paume 0,204 mm, manchette 0,110 mm
- coloris : orange
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
M	GD8908 les 50	
L	GD8909 les 50	
XL	GD8910 les 50	
XXL	GD8911 les 50	

# Gants Vinylex®

## Gants Vinylex® vinyle, non poudrés

### EPI Cat. III

#### Normes

CE 2017/745 classe I  
 EN 420  
 EN 455 (1 2 3 4)  
 EN 374-1/EN 16523 (Type C)  
 EN 374-2  
 EN 374-4  
 EN 374-5  
 CE1935/2004

- en vinyle
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,5
- longueur 240 mm
- épaisseur :  
doigts 0,08 mm,  
paume 0,07 mm,  
manchette 0,05 mm
- coloris : translucide
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
XS	GD8706	les 100
S	GD8707	les 100
M	GD8708	les 100
L	GD8709	les 100
XL	GD8710	les 100

## Gants Vinylex® black vinyle, non poudrés

### EPI Cat. I

#### Normes

CE 2017/745 classe I  
 EN 420  
 EN 455 (1 2 3 4)  
 CE1935/2004

- en vinyle
- non poudrés
- bout des doigts lisse
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,5
- longueur 240 mm
- épaisseur :  
doigts 0,08 mm,  
paume 0,08 mm,  
manchette 0,05 mm
- coloris : noir
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
XS	GA3006	les 100
S	GA3007	les 100
M	GA3008	les 100
L	GA3009	les 100
XL	GA3010	les 100

**LABOMODERNE**

www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 42 50 50 50

Prix disponibles sur www.labomoderne.com

**LABOMODERNE**

14 Ter, avenue des Louvresses  
 92230 Gennevilliers  
 Tél. 01 42 50 50 50  
 info@labomoderne.com

**LABOMODERNE benelux**

rue du Bosquet, 8  
 B-7970 Belœil  
 Tél. 069 / 58 00 04  
 benelux@labomoderne.com

www.labomoderne.com



**LABOMODERNE**  
*une expertise française*