

Agitateur magnétique inox étanche

capacité max.
3 litres



- boîtier plat en inox
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à 80% HR

| | |
|--------------|----------------------------|
| capacité | 3 litres |
| surface | acier inox |
| dim. surface | 120 x 120 mm |
| vitesse | réglable 120 à 1400 tr/min |
| puissance | 10 W |
| protection | IP64 |
| dim. / poids | 120xp120xh35mm/1,7kg |
| alimentation | 230 V, 50 Hz |
| Agitateur | GV1200 |

Agitateur magnétique inox sur batteries rechargeables

capacité max.
3 litres



- boîtier en acier inox plat
- régulateur électronique, vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- conditions ambiantes admissibles -10 à +50°C à 80% HR
- livré complet avec 8 batteries rechargeables, chargeur 230 V et adaptateur pour batterie voiture 12 V

| | |
|--------------|---|
| capacité | 3 litres |
| surface | acier inox |
| dim. surface | 215 x 130 mm |
| vitesse | réglable 100 à 1600 tr/min |
| puissance | réglable 2 à 10 W |
| protection | IP30 |
| dim. / poids | 215 x 130 x h40 mm / 2,5 kg |
| alimentation | 8 batteries rechargeables type AA, 2700 mAh, ou secteur 230 V |
| Agitateur | GV1800 |



Fonctionnement autonome, application en enceintes ou sur le terrain.

Agitateurs magnétiques économiques

capacité max.
3 litres



- boîtier ABS, excellente résistance aux produits chimiques
- conditions admissibles : +5 à +40°C / 80% HR

Agitateur digital

- régulateur de vitesse électronique
- affichage digital LED : vitesse de consigne et vitesse réelle

| | |
|--------------------|--------------------------|
| capacité | 3 litres |
| surface | plastique |
| dim. surface | Ø 135 mm |
| vitesse | réglable 0 à 1500 tr/min |
| protection | IP42 |
| dim. / poids | 150x260xh80mm/1,8 kg |
| alimentation | 230 V, 50 Hz |
| Agitateur standard | AG110 |
| Agitateur digital | AG120 |

Agitateur magnétique illuminé

capacité max.
3 litres

▶ ultra-plat : hauteur 44 mm



- adaptation de la puissance d'agitation au volume et à la viscosité du milieu agité : limite l'échauffement de substances sensibles
- plaque en PMMA illuminée par des LED blanches exempte d'échauffement, luminosité réglable sur 4 niveaux
- affichage digital de la luminosité, de la vitesse et de la puissance d'agitation
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées, même après une longue période sans utilisation
- démarrage progressif : centrage automatique du barreau
- boîtier ultra-plat en acier-inox entièrement moulé, entretien facile
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C / 80% HR

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| capacité | 3 litres |
| surface | PMMA LED intégré |
| vitesse | réglable 100 à 2000 tr/min |
| puissance agitation | réglable : 25, 50, 75 ou 100% |
| protection | IP64 |
| dim. / poids | 188x238 x h44 mm / 3,6 kg |
| alimentation | 240 V - 50 Hz |
| Agitateur | GV6000 |