

Agitateur magnétique plaque céramique carrée

capacité max.
10 litres



- boîtier métallique, peinture époxy
- régulateur de vitesse électronique en continu

capacité	10 litres
surface	céramique
dim. surface	184 x 184 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1500 tr/min
puissance	1,5 W
protection	IP2X
dim. / poids	215 x 360 x h112 mm / 3,8 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG350

Agitateur magnétique plaque inox recouverte céramique

capacité max.
20 litres



- excellente résistance aux produits chimiques et nettoyage facile grâce à la céramique
- moteur EC sans balais : moteur électrocommuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance
- boîtier métallique, peinture époxy
- barreaux magnétiques 80 mm max.
- emplacement pour thermosonde

capacité	20 litres
surface	acier inox recouvert céramique
dim. surface	Ø 135 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1 500 tr/min
puissance	10 W
protection	IP42
dim. / poids	160 x 280 x h85 mm / 2,8 kg
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	AG301

Agitateur magnétique affichage digital

capacité max.
5 litres



- écran LCD, affichage de la vitesse
- moteur EC sans balais : moteur électrocommuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance
- boîtier métallique, peinture époxy
- régulateur de vitesse électronique en continu

capacité	5 litres
surface	aluminium recouvert de céramique
dim. surface	140 x 140 mm
vitesse	réglable 200 à 1500 tr/min
puissance	10 W
protection	IP21
dim. / poids	220 x 180 x h108 mm / 2,2 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG320

Agitateur magnétique étanche, affichage digital

capacité max.
10 litres



- boîtier en acier inox ultra-plat
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- affichage digital : vitesse et puissance
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- puissance réglable : la réduction de la puissance réduit l'échauffement
- mémorisation des derniers réglages
- touche raccourci QuickSet : réglage de la vitesse sur max. en une pression
- peut être nettoyé à l'eau courante
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à 80% HR

capacité	10 litres
surface	acier inox
dim. surface	188 x 188 mm
vitesse	réglage 100 à 2000 tr/min
puissance	réglable : 5, 10, 15 ou 20 W
protection	IP64
dim. / poids	188 x p238 x h38 mm / 4 kg
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	GV1250