

Agitateur magnétique 150 litres

capacité max.
150 litres

- construction inox
- transmission de la puissance magnétique à travers des parois jusqu'à 60 mm d'épaisseur
- démarrage progressif du barreau : 20 à 99 s
- mémorisation des derniers réglages
- touche raccourci QuickSet : réglage de la vitesse sur max. en une pression
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération
- commande pour arrêt d'urgence
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C / 80 %HR



capacité	150 litres
surface	acier inox
dimensions surface	265 x 320 mm
vitesse	réglable 100 à 1200 tr/min
puissance d'agitation	réglable : 5/10/15/20 W
protection	IP64
dimensions / poids	265 x 320 x h68 mm / 9,3 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	GV3200
accessoires	
châssis inox	GV3020 [3]
barreau sur trépied Ø32x140mm	GV3030 [4]

Agitateurs magnétiques 250 litres / 1000 litres

capacité max.
250 litres

capacité max.
1000 litres

- construction robuste en inox
- transmission de la puissance magnétique à travers des parois épaisses
- démarrage progressif du barreau : 20 à 99 s
- mémorisation des derniers réglages
- touche raccourci QuickSet : réglage de la vitesse sur max. en une pression
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération
- commande pour arrêt d'urgence
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C / 95 %HR



pilotage par
télémodule
externe



capacité	250 litres	1000 litres
surface	acier inox	acier inox
dimensions surface	260 x 260 mm	180 x 180 mm
vitesse	réglable 100 à 1200 tr/min	réglable 80 à 990 tr/min
transmission de la puissance magnétique	à travers parois jusqu'à 60 mm	à travers parois jusqu'à 150 mm
protection	IP65	IP65
dimensions / poids	260 x 260 x h68 mm / 9 kg	180 x 180 x h75 mm / 9 kg
alimentation	avec télémodule TM40X	avec télémodule TM100X
Agitateurs	GV3000	GV3300
Télémodules	TM40X [1]	TM100X [1]
accessoires		
chariot de transport inox	GV3010 [2]	GV3010 [2]
châssis inox	GV3020 [3]	GV3020 [3]
barreau sur trépied Ø 32 x 140 mm	GV3030 [4]	GV3030 [4]

Accessoires

Télémodules TM40X et TM100X



[1]

- boîtier en acier inox
- conditions admissibles : 0 à +40°C, 80%HR
- indice de protection : IP20
- dim. / poids : 200 x 175 x h48 mm / 2 kg
- puissance : 40 W (TM40X) / 100 W (TM100X)


Chariot de transport



[2]

- en acier inoxydable
- charge max. 250 kg
- roulettes avec freins

Châssis



[3]

- permet d'élargir la surface de pose et la capacité de chargement de l'agitateur, maximum 1000 kg
- en acier inoxydable
- dimensions : 500 x 500 x h70 mm

Barreau d'agitation sur trépied



[4]

- pour gros volumes et liquides visqueux
- recouvert de Zedex® (résistance chimique comparable au PTFE)
- dimensions / poids : Ø 32 x 140 mm / 400 g