

Agitateur magnétique 4 postes pour culture cellulaire

4 postes

▶ programmable



- écran LED avec affichage de la vitesse
- plusieurs modes de travail : agitation à vitesse constante, agitation par cycles, deux vitesses d'agitation ou combinaison du mode d'agitation par cycle et par deux vitesses
- boîtier en acier inoxydable
- surface en silicone antidérapante et anti-corrosion

capacité	4 postes x 3 litres
surface	silicone
dim. surface	395 x 395 mm
vitesse	réglable 5 à 200 tr / min
puissance	15 W
protection	IP2X
dimensions	395 x 450 x h90 mm
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	DG1720

Agitateurs magnétiques régulateur électronique

6 postes

15 postes

▶ bain agité : cuve plastique à placer sur l'agitateur, en option



- 1 • régulation électronique de la vitesse
- 1 • aucun échauffement
- 2 • rotation stable même à faible vitesse
- 2 • boîtier en acier trempé recouvert de résine époxy

capacité	6 postes x 400 ml [1]	15 postes x 250 ml [2]
diamètre max. des récipients	85 mm	64 mm
distance entre chaque poste	100 mm	74 mm
vitesse	réglable 50 à 850 tr/min	réglable 50 à 850 tr/min
puissance d'agitation	3,6 W	9 W
dimensions / poids	230x370x51,5 mm / 2 kg	230x370x51,5 mm / 2 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Agitateurs magnétiques	AG400MULTI6 [1]	AG400MULTI15 [2]
accessoire		
cuve plastique pour bain	AG400BAM	AG400BAM

Agitateurs magnétiques ultra plats, étanches

6 postes

8 postes

- boîtier en acier inox
- barreau magnétique stable à faible vitesse
- affichage digital : vitesse et puissance
- sauvegarde des derniers réglages après arrêt de l'appareil
- régulation de la puissance pour grand volume ou substance visqueuse
- agitation par induction, sans moteur (pas d'entretien)

- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- température ambiante : -10 à +50°C, à 80% HR
- 6 x 1000 ml ou 8 x 600 ml maximum avec bécher forme haute selon modèle
- jusqu'à 3000 ml par poste (nombre de poste disponible variable selon l'encombrement du récipient)

capacité	6 x 1000 ml	8 x 600 ml
capacité d'agitation max par poste	3 litres	3 litres
surface	acier inox	acier inox
vitesse	100 à 2000 tr/min	100 à 1600 tr/min
puissance d'agitation	5 / 10 / 15 / 20 W	5 / 10 / 15 / 20 W
distance entre les postes	130 mm	90 mm
protection	IP64	IP64
dimensions / poids	245 x p425 x h38 mm / 8,7 kg	185 x 420 x h38 mm / 6,4 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Agitateurs magnétiques	GV5000	GV5400 [1]

