

Bains à agitation magnétique

temp. max.

+ 300°C

vitesse max.

1600 tr/min

i Pour ballons à fond rond.

- bloc support pour ballon à fond rond en aluminium
- régulateurs électroniques de température et de vitesse d'agitation
- sonde Pt100
- affichage digital de la température de consigne et effective
- température maximum de sécurité et minuterie programmable



capacité	ballons 100 à 2000 ml
température	+40 à +300°C
vitesse d'agitation	réglable de 60 à 1600 tr/min
dimensions externes / poids	210 x 145 x 105 mm / 2,6 kg
alimentation / puissance	500 W
Bain pour ballons 100, 250 ou 500 ml	TC3305
Bain pour ballons 1000 ou 2000 ml	TC3320

Bain-marie 4 litres à agitation magnétique

temp. max.

+ 100°C

vitesse max.

1000 tr/min


- réglage de la durée et de la vitesse d'agitation
- température réglable de +25 à +100°C, incrément 0,1°C
- grande homogénéité de la température

capacité	4 litres
température	ambiante+5 à +100°C
uniformité à +37°C	±0,1°C
stabilité	±0,1°C
résolution	0,1°C
vitesse d'agitation	250 à 1 000 tr/min
dimensions int. (lpxh)	235 x135 x h110 mm
dimensions ext. (lpxh)	340 x 270 x h250 mm
poids	3,4 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Bain à agitation	BMA150
Portoirs	
Portoir 16 tubes Ø16-19 mm	BMA151 1
Portoir 44 tubes 1,5/2 ml	BMA152
Portoir 30 tubes Ø10/13 mm	BMA153
Portoir 5 tubes Ø30 mm	BMA154
Tél. 01 42 50 50 50	

Prix HT départ au 01-09-2019, sans engagement



- agitateur magnétique intégré avec barreau magnétique (non fourni) en fond de cuve pour une plus grande homogénéité de la température
- couvercle en plastique avec intérieur en acier inoxydable
- minuterie réglable de 0 à 96 heures, incrément 1 min
- écran LCD, affichage simultané de la vitesse d'agitation, de la température et de la durée
- livré avec plaque de fond de cuve



LABOMODERNE