

Bains-marie électroniques +99°C

Modèles avec double cuves

- ▶ capacité 2 à 34 litres
- ▶ affichage digital LED
- ▶ livrés complets avec couvercle polycarbonate et plateau de fond
- ▶ garantie 3 ans



Bains-marie électroniques

- température ambiante +5°C à +99°C
- affichage digital LED :large panneau de contrôle, simple et intuitif
- stabilité à 70°C : ±0,2°C
- panneau de commande verrouillable : permet d'éviter la modification des réglages
- cuve intérieure en acier inoxydable poli, fond lisse, résistance chauffante sous le réservoir, **non** apparente
- construction extérieure en acier peint, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- plate-forme en polycarbonate perforé pour une répartition uniforme de la chaleur
- couvercle forme toit en polycarbonate transparent, limite l'évaporation, conserve l'énergie
- sécurités : disjoncteur de sécurité en cas de cuve vide, température de sécurité réglable avec alarme optique
- robinet de vidange (modèles de 12 L et plus)
- réglage de la température de consigne sur l'affichage digital, résolution 0,1°C

- excellente stabilité de température : 3 températures fixes programmables
- possibilité d'étalonnage de température en 1 ou 2 points par l'utilisateur
- minuterie programmable de 1 à 999 minutes, avec alarme acoustique
- garantie 3 ans
- livrés complets avec couvercle en polycarbonate et plateau de fond de cuve

Accessoires complémentaires

- couvercle toit en polycarbonate transparent, limite l'évaporation, conserve l'énergie
- couvercle toit en acier inoxydable
- couvercle plat à anneaux concentriques
- plateau de fond de cuve réversible pour 2 profondeurs différentes
- sphères en polypropylène pour limiter l'évaporation
- portoirs de tubes (tableau ci-dessous)

Jeux de portoirs inox			
capacité tubes		réf.	Prix HT
tubes standard			
84 x	Ø10 mm	BM7801	
55 x	Ø13 mm	BM7802	
36 x	Ø16 mm	BM7803	
32 x	Ø19 mm	BM7804	
18 x	Ø25 mm	BM7805	
12 x	Ø30 mm	BM7806	
microtubes			
105 x	0,5 ml	BM7807	
65 x	1,5 ml	BM7808	

capacité	2 litres		5 litres		12 litres		18 litres	
robinet de vidange	-		-		robinet de vidange		robinet de vidange	
puissance / alimentation	250 W / 230 V		350 W / 230 V		800 W / 230 V		1050 W / 230 V	
dimensions externes (l x p x h) / poids	185 x 200 x h200 mm / 2,5 kg		335 x 215 x h200 mm / 3 kg		360 x 380 x h225 mm / 6 kg		335 x 590 x h275 mm / 9 kg	
dimensions internes (l x p x h)	140 x 125 x h115 mm		290 x 145 x h115 mm		290 x 315 x h115 mm		290 x 495 x h115 mm	
Bains digitaux	BM9002		BM9005		BM9012		BM9018	
accessoires								
couvercle toit polycarbonate suppl.	BM6501		BM6502		BM6512		BM6518	
couvercle toit acier inoxydable	-		BM6601		BM6612		BM6618	
sphères en polypropylène	BM6700	1 jeu	BM6700	1 jeu	BM6700	1 jeu	BM6700	2 jeux
couvercle à anneaux concentriques	-		BM6801	2 anneaux	BM6812	4 anneaux	BM6818	6 anneaux
plateau réversible, 2 hauteurs	-		-		BM6912	h 40 / 78 mm	BM6918	h 40 / 135 mm
portoirs (tableau ci-dessus)	-		1 jeu		2 jeux		4 jeux	

capacité	26 litres	34 litres
robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange
puissance / alimentation	1050 W / 230 V	1300 W / 230 V
dimensions externes (l x p x h) / poids	335 x 590 x h275 mm / 9 kg	335 x 770 x h370 mm / 14,5 kg
dimensions internes (l x p x h)	290 x 495 x h165 mm	290 x 630 x h160 mm
Bains digitaux	BM9026	BM9034
accessoires		
couvercle toit polycarbonate suppl.	BM6518	-
couvercle toit acier inoxydable	BM6618	BM6634
sphères en polypropylène	BM6700 2 jeux	BM6700 3 jeux
couvercle à anneaux concentriques	BM6818 6 anneaux	BM6834 8 anneaux
plateau réversible, 2 hauteurs	BM6926 h 45 / 135 mm	BM6934 h 45 / 135 mm
portoirs (tableau ci-dessus)	4 jeux	6 jeux