



Balances analytiques homologables

exactitude	portée	plateau inox
0,01 mg	42 à 220 g	Ø 80 mm

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- ajustage interne en cas de variations de température $\geq 0,5^{\circ}\text{C}$
- aide au dosage
- création / documentation de formules simplifiées avec fonction tare / impression combinée
- niveau à bulle, pieds réglables

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
étalonnage interne balances homologables M1					
42 / 120 g	0,01 / 0,1 mg	0,02 / 0,1 mg	$\pm 0,03 / 0,2 \text{ mg}$	ABT1205 M1	
82 / 220 g	0,01 / 0,1 mg	0,05 / 0,1 mg	$\pm 0,10 / 0,2 \text{ mg}$	ABT2205 M1	
101 g	0,01 mg	0,05 mg	$\pm 0,15 \text{ mg}$	ABT1100 M1	

accessoires série A page 751

- compte-pièce
- pesée en %
- fonction BPL
- détermination densité
- formulation
- statistiques
- interface RS232
- homologables M1

- sortie de données automatiques vers PC/imprimante à chaque arrêt de la balance
- affichage LCD
- possibilité de peser sous le plateau
- 3 unités de poids internationales
- dim. (lxpxh) : 217 x 356 x h338 mm / 7 kg
- dim. chambre de pesée (lxpxh) : 168 x 172 x h223 mm
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni



Balances analytiques Quintix® écran tactile

exactitude	portée	plateau inox
0,01 mg	30 à 120 g	Ø 80 mm



- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- écran tactile couleur avec interface graphique
- niveau à bulle électronique, affichage sur l'écran
- protection IP40

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
étalonnage interne automatique isoCAL					
30 g	0,01 mg	0,03 mg	0,1 mg	SR2010	
60 g	0,01 mg	0,04 mg	0,1 mg	SR2011	
60/120 g	0,01/0,1 mg	0,04/0,07 mg	0,1/0,2 mg	SR2012	

accessoires SARTORIUS® page 753

Pack batterie

SR2005

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB

- paravent de protection avec portes latérales
- dim. : 214 x 316 x h316 mm / 7,8 kg
- chambre de pesée haut. 218 mm
- alim. : 230 V - 50 Hz, batterie en option



Balances analytiques Secura® mise à niveau électronique

exactitude	portée	plateau inox
0,01 mg	120 à 220 g	Ø 80 mm



- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- écran tactile couleur avec interface graphique
- mise à niveau en temps réel avec capteur
- optoélectronique intelligent et aide à l'écran
- protection par mot de passe, niveaux de sécurité personnalisés
- protection IP40

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
étalonnage interne automatique isoCAL					
120 g	0,01 mg	0,04 mg	0,1 mg	SR2110	
120/220 g	0,01/0,1 mg	0,04/0,07 mg	0,1/0,2 mg	SR2111	

accessoires SARTORIUS® page 753

Pack batterie

SR2005

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB

Alerte & assistance
de mise à niveau



L'écran indique le ou les pieds à régler et le sens de réglage.

- boîtier résistant aux produits chimiques, facilement nettoyable
- paravent de protection avec portes latérales
- chambre de pesée hauteur 218 mm
- dim. : 214 x 316 x h316 mm / 7,8 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz
- batterie en option



Imprimantes série A pour balances

Imprimante à aiguilles
papier classique



1

- impression à aiguille sur du papier normal, idéal pour un archivage à long terme
- boîtier en plastique
- préconfigurée pour une balance ABT1200
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

Imprimante BPL
statistiques




2

- unités : mg, g, kg, t, ct, lb
- indication de la date et de l'heure
- langues : français, anglais, allemand
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- enregistrement BPL de l'ajustage de la balance
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

	Imprimante à aiguilles		Imprimante BPL statistiques	
type papier	papier classique		papier thermique	
vitesse impression	NC		0,75 lignes / sec	
nombre de caractères par ligne	40 caractères/ligne		40 caractères/ligne	
largeur papier	57 mm		112 mm	
dimensions (lxpxh)	100 x 180 x h106 mm		165 x 140 x h50 mm	
alimentation	230 V		230 V	
interface	RS232		RS232	
Imprimantes pour balances	BM5012 1		BM5001 2	
papier de rechange				
rouleau de papier pour imprimante	BM5013	les 10	BM5001P	les 10

Câbles d'interface balance / imprimante



type de balance	câble
BED, DE, FKB, PCB, TB6000, TB7000	BM5002
BLB	BM5005
ABJ, ABS, ABT	BM5007
PFB	BM5009

Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique
lisibilité du ticket : quelques mois

Imprimante
à transfert thermique
lisibilité du ticket : 15 ans

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure



1 2 3 4 compatibles Entris II, Quintix Pro

	Imprimante thermique		Imprimante à transfert thermique		Imprimante matricielle		Imprimante matricielle	
consommable en rouleaux	papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus)		papier thermique, standard ou autocollant (non inclus)		papier standard (5 rouleaux inclus)		papier standard (2 rouleaux inclus)	
résolution / largeur papier	203 dpi / 56 mm		203 dpi / 54 mm		203 dpi / 57 mm		203 dpi / 57 mm	
vitesse d'impression	100 mm / seconde		100 mm / seconde		2,5 lignes / seconde		1,7 lignes / seconde	
dimensions (lxpxh) / poids	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg		241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg		155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg		188 x 114 x h86 mm	
alimentation	230 V		230 V		230 V		230 V	
interface	USB-B (câble inclus)		USB-B / RS232		RS232 (câble inclus)		USB-B / RS232	
Imprimantes	SR2003 1		SR2000 2		BSA91001 3		SR2004 4	
consommables pour imprimantes thermiques								
rouleaux de papier thermique standard	SR2017	les 5	SR2015	l'unité	-		-	
rouleaux de papier thermique autocollant en continu	SR2018	les 5	SR2016	l'unité	-		-	
consommables pour imprimante matricielle								
rouleaux de papier standard	-		-		BSA91007 les 5		BSA91009 les 10	
ruban encreur	-		-		BSA91008 l'unité		BSA91008 l'unité	
câbles								
câble Mini USB / USB A 9 broches, 1 mètre	-		SR2006 l'unité		-		-	
câble Mini USB / RS232 9 broches, 1 mètre	(inclus)		SR2007 l'unité		-		-	
câble Mini USB / RS232 25 broches, 1 mètre	-		SR2008 l'unité		-		-	
câble USB C > USB B, 1,5 mètre pour imprimantes	-		-		-		SR2023 l'unité	
câble USB C > USB A, 1,5 mètre pour PC	-		-		-		SR2024 l'unité	

Kit de détermination de la densité Sartorius®

- Contenu du kit
- cadre en métal
 - plaque métallique
 - support d'échantillon
 - tamis pour immerger des échantillons
 - plongeur en verre
 - anneau de compensation
 - réipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)

- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

1 Pour balances gamme :
Secura®, Quintix®,
Practum®, Entris®.



référence	Prix HT
SR2009 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg	
SR2013 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg	
SR2014 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg	