



Balances analytiques Quintix® écran tactile

exactitude
0,1 mg


portée
60 à 220 g

plateau inox
Ø 90 mm

SARTORIUS

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- écran tactile couleur avec interface graphique
- fonction blocage de l'ensemble des réglages du menu
- niveau à bulle pour le centrage, affichage sur l'écran
- protection IP40
- boîtier résistant aux produits chimiques
- paravent de protection avec portes latérales
- chambre de pesée hauteur 209 mm
- dim. : 216 x 360 x h320 mm / 4,9 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB



portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
60 g	0,1 mg	0,1 mg	0,2 mg	SR2020	étalonnage interne automatique isoCAL
120 g	0,1 mg	0,1 mg	0,2 mg	SR2021	
220 g	0,1 mg	0,1 mg	0,2 mg	SR2022	
accessoires SARTORIUS® page 753					
Pack batterie				SR2005	

Balances analytiques sécurisées Secura® mise à niveau électronique

exactitude
0,1 mg

portée
120 à 320 g

plateau inox
Ø 90 mm

SARTORIUS

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- écran tactile couleur avec interface graphique
- mise à niveau en temps réel par capteur optoélectronique intelligent et aide à l'écran
- protection par mot de passe, niveaux de sécurité personnalisés
- protection IP40
- boîtier résistant aux produits chimiques, facilement nettoyable
- paravent de protection avec portes latérales
- dim. : 216 x 360 x h320 mm / 5,2 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz
- modèles avec homologation disponibles sur demande

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB
- homologables M1




Alerte & assistance
de mise à niveau



L'écran indique le ou les pieds à régler et le sens de réglage.

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
120 g	0,1 mg	0,1 mg	0,2 mg	SR2120	étalonnage interne automatique isoCAL
220 g	0,1 mg	0,1 mg	0,2 mg	SR2121	
320 g	0,1 mg	0,1 mg	0,2 mg	SR2122	
accessoires SARTORIUS® page 753					
Pack batterie				SR2005	



Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique
lisibilité du ticket : quelques mois

Imprimante
à transfert thermique
lisibilité du ticket : 15 ans

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure



1

2

3

4

compatibles Entris II, Quintix Pro

	Imprimante thermique		Imprimante à transfert thermique		Imprimante matricielle		Imprimante matricielle	
consommable en rouleaux	papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus)		papier thermique, standard ou autocollant (non inclus)		papier standard (5 rouleaux inclus)		papier standard (2 rouleaux inclus)	
résolution / largeur papier	203 dpi / 56 mm		203 dpi / 54 mm		203 dpi / 57 mm		203 dpi / 57 mm	
vitesse d'impression	100 mm / seconde		100 mm / seconde		2,5 lignes / seconde		1,7 lignes / seconde	
dimensions (lxpxh) / poids	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg		241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg		155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg		188 x 114 x h86 mm	
alimentation	230 V		230 V		230 V		230 V	
interface	USB-B (câble inclus)		USB-B / RS232		RS232 (câble inclus)		USB-B / RS232	
Imprimantes	SR2003 1		SR2000 2		BSA91001 3		SR2004 4	
consommables pour imprimantes thermiques								
rouleaux de papier thermique standard	SR2017	les 5	SR2015	l'unité	-		-	
rouleaux de papier thermique autocollant en continu	SR2018	les 5	SR2016	l'unité	-		-	
consommables pour imprimante matricielle								
rouleaux de papier standard	-		-		BSA91007 les 5		BSA91009 les 10	
ruban encreur	-		-		BSA91008 l'unité		BSA91008 l'unité	
câbles								
câble Mini USB / USB A 9 broches, 1 mètre	-		SR2006 l'unité		-		-	
câble Mini USB / RS232 9 broches, 1 mètre	(inclus)		SR2007 l'unité		-		-	
câble Mini USB / RS232 25 broches, 1 mètre	-		SR2008 l'unité		-		-	
câble USB C > USB B, 1,5 mètre pour imprimantes	-		-		-		SR2023 l'unité	
câble USB C > USB A, 1,5 mètre pour PC	-		-		-		SR2024 l'unité	

Kit de détermination de la densité Sartorius®

Contenu du kit

- cadre en métal
- plaque métallique
- support d'échantillon
- tamis pour immerger des échantillons
- plongeur en verre
- anneau de compensation
- réipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)

- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

1 Pour balances gamme :
Secura®, Quintix®,
Practum®, Entris®.



référence

SR2009	Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg	Prix HT
SR2013	Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg	
SR2014	Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg	