

## Balances de précision Entris®

exactitude

1 mg

portée

220 à 650 g


plateau inox

Ø 120 mm

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- conversion
- interface RS232

SARTORIUS

- simples et fiables
- écran rétroéclairé fort contraste, hauteur des chiffres 15 mm, très lisibles
- niveau à bulle, pieds réglables
- possibilité de pesage sous le plateau
- plateau de pesée amovible
- nettoyage facile
- œillet de fixation pour chaîne antivol
- dim. : 219 x 317 x h345 mm (hauteur 145 mm pour les modèles sans paravent)
- alim. : 230 V - 50 Hz



| portée | exactitude | reproductibilité | linéarité | technologie         | référence          | Prix HT | référence                    | Prix HT |
|--------|------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------|------------------------------|---------|
|        |            |                  |           |                     | étalonnage externe |         | étalonnage interne / externe |         |
| 220 g  | 1 mg       | 1 mg             | ± 2 mg    | jauge de contrainte | BSA41510           |         | BSA41515 [2]                 |         |
| 320 g  | 1 mg       | 1 mg             | ± 2 mg    | électromagnétique   | BSA43210           |         | BSA43215                     |         |
| 420 g  | 1 mg       | 1 mg             | ± 2 mg    | électromagnétique   | BSA44210           |         | BSA44215                     |         |
| 620 g  | 1 mg       | 1 mg             | ± 2 mg    | électromagnétique   | BSA46210           |         | BSA46215                     |         |
| 650 g  | 1 mg       | 1 mg             | ± 2 mg    | électromagnétique   | BSA46310* [1]      |         | BSA46315*                    |         |

accessoires SARTORIUS® page 753

\* Modèles sans paravent.

Balances de précision Practum®  
écran tactile

exactitude

1 mg

portée

210 à 310 g

plateau inox

Ø 120 mm


- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- mémoire valeur max.
- interface mini USB

SARTORIUS

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- écran tactile couleur avec interface graphique
- paravent robuste démontable, lavable en lave-vaisselle
- fonction "supervisor lock" : verrouillage du menu pour éviter les erreurs de manipulation
- interface USB reconnaissance automatique des imprimantes, saisie des résultats directement dans un tableur Excel®, sans logiciel complémentaire
- niveau à bulle, 2 grands pieds de réglage
- dim. : 216 x 360 x h320 mm
- chambre de pesée hauteur 209 mm
- alim. : 230 V - 50 Hz

| portée | exactitude | reproductibilité | linéarité | référence          | Prix HT |
|--------|------------|------------------|-----------|--------------------|---------|
|        |            |                  |           | étalonnage externe |         |
| 210 g  | 1 mg       | 1 mg             | 3 mg      | PR2013             |         |
| 310 g  | 1 mg       | 1 mg             | 3 mg      | PR3013             |         |

accessoires SARTORIUS® page 753



Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique  
lisibilité du ticket : quelques mois

Imprimante  
à transfert thermique  
lisibilité du ticket : 15 ans

Imprimante matricielle  
avec compteur, fonctions  
statistiques, date et heure

Imprimante matricielle  
avec compteur, fonctions  
statistiques, date et heure



1 2 3 4 compatibles Entris II, Quintix Pro

|                                                     | Imprimante thermique                                                              |       | Imprimante à transfert thermique                       |         | Imprimante matricielle              |  | Imprimante matricielle              |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| consommable en rouleaux                             | papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus) |       | papier thermique, standard ou autocollant (non inclus) |         | papier standard (5 rouleaux inclus) |  | papier standard (2 rouleaux inclus) |  |
| résolution / largeur papier                         | 203 dpi / 56 mm                                                                   |       | 203 dpi / 54 mm                                        |         | 203 dpi / 57 mm                     |  | 203 dpi / 57 mm                     |  |
| vitesse d'impression                                | 100 mm / seconde                                                                  |       | 100 mm / seconde                                       |         | 2,5 lignes / seconde                |  | 1,7 lignes / seconde                |  |
| dimensions (lxpxh) / poids                          | 125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg                                                      |       | 241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg                           |         | 155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg         |  | 188 x 114 x h86 mm                  |  |
| alimentation                                        | 230 V                                                                             |       | 230 V                                                  |         | 230 V                               |  | 230 V                               |  |
| interface                                           | USB-B (câble inclus)                                                              |       | USB-B / RS232                                          |         | RS232 (câble inclus)                |  | USB-B / RS232                       |  |
| Imprimantes                                         | SR2003 <a href="#">1</a>                                                          |       | SR2000 <a href="#">2</a>                               |         | BSA91001 <a href="#">3</a>          |  | SR2004 <a href="#">4</a>            |  |
| consommables pour imprimantes thermiques            |                                                                                   |       |                                                        |         |                                     |  |                                     |  |
| rouleaux de papier thermique standard               | SR2017                                                                            | les 5 | SR2015                                                 | l'unité | -                                   |  | -                                   |  |
| rouleaux de papier thermique autocollant en continu | SR2018                                                                            | les 5 | SR2016                                                 | l'unité | -                                   |  | -                                   |  |
| consommables pour imprimante matricielle            |                                                                                   |       |                                                        |         |                                     |  |                                     |  |
| rouleaux de papier standard                         | -                                                                                 |       | -                                                      |         | BSA91007 les 5                      |  | BSA91009 les 10                     |  |
| ruban encreur                                       | -                                                                                 |       | -                                                      |         | BSA91008 l'unité                    |  | BSA91008 l'unité                    |  |
| câbles                                              |                                                                                   |       |                                                        |         |                                     |  |                                     |  |
| câble Mini USB / USB A 9 broches, 1 mètre           | -                                                                                 |       | SR2006 l'unité                                         |         | -                                   |  | -                                   |  |
| câble Mini USB / RS232 9 broches, 1 mètre           | (inclus)                                                                          |       | SR2007 l'unité                                         |         | -                                   |  | -                                   |  |
| câble Mini USB / RS232 25 broches, 1 mètre          | -                                                                                 |       | SR2008 l'unité                                         |         | -                                   |  | -                                   |  |
| câble USB C > USB B, 1,5 mètre pour imprimantes     | -                                                                                 |       | -                                                      |         | -                                   |  | SR2023 l'unité                      |  |
| câble USB C > USB A, 1,5 mètre pour PC              | -                                                                                 |       | -                                                      |         | -                                   |  | SR2024 l'unité                      |  |

Kit de détermination de la densité Sartorius®

- Contenu du kit
- cadre en métal
  - plaque métallique
  - support d'échantillon
  - tamis pour immerger des échantillons
  - plongeur en verre
  - anneau de compensation
  - réipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)

- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

I Pour balances gamme :  
Secura®, Quintix®,  
Practum®, Entris®.



| référence                                                                              | Prix HT |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SR2009 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg       |         |
| SR2013 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg |         |
| SR2014 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg         |         |