



Balances de précision économiques

exactitude

1 mg

portée

120 à 420 g

plateau inox

Ø 80 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- affichage digital LCD rétroéclairé
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable

- 8 unités de poids internationales
- pieds réglables avec niveau à bulle
- alim. : 230 V - 50 Hz
- dim. : 255 x 190 x h130 mm - 1,6 kg

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
120 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	BEF10110	
210 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	BEF10200	
310 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	BEF10301	
420 g	1 mg	1 mg	± 4 mg	BEF10401	

accessoires série B page 752



- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- mémoire valeur max.
- détermination densité
- statistiques
- interface RS232

Balances de précision option Bluetooth

exactitude

1 mg

portée

120 à 300 g

plateau inox

Ø 80 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- une touche pour chaque fonction principale
- bande lumineuse croissante indiquant la portée encore disponible

- niveau à bulle et vis de nivellement
- écran LCD rétroéclairé, chiffres h.15 mm
- chambre de protection 158 x 143 x 64 mm
- dim. : 200 x 260 x h87 mm / 1,2 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz

portée	exactitude	linéarité	référence	Prix HT
			étalonnage externe	
120 g	1 mg	± 3 mg	PFB0120	
200 g	1 mg	± 3 mg	PFB0200	
300 g	1 mg	± 3 mg	PFB0300	

accessoires série B page 752

Double affichage séparé [1]	PFB1001
Interface Bluetooth 2.0	PFB1002
Interface Bluetooth 4.0	PFB1003



- compte-pièce
- pesée en %
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

[1]

Balances de précision homologables

exactitude

1 mg

portée

220 à 620 g

plateau inox

Ø 118 mm

- technologie de pesée : diapason
- grand affichage LCD
- 7 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau

- bande lumineuse croissante indiquant la portée encore disponible
- chambre 158 x 130 x h78 mm, avec couvercle amovible et ouverture pour pipeter
- grande chambre en verre avec 3 portes coulissantes dim. 150 x 140 x h130 mm, en option

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				étalonnage externe		étalonnage interne manuel balances homologables	
220 g	1 mg	1 mg	± 2 mg	BLB10220 [1]		BLB30220 [M2]	
420 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	BLB10420		BLB30420 [M2]	
620 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	BLB10620		BLB30620 [M1]	

accessoires série A page 751

Chambre de protection en verre	BM5200 [2]	BM5200
Batterie interne rechargeable 32 h	BM5110	BM5110



- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- fonction BPL
- statistiques
- interface RS232
- homologables **[M1]**

- dim. : 182 x p235 x h75 mm / 1,3 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni, batterie interne rechargeable en option

[1] + [2]

Imprimantes série A pour balances

Imprimante à aiguilles
papier classique



1

- impression à aiguille sur du papier normal, idéal pour un archivage à long terme
- boîtier en plastique
- préconfigurée pour une balance ABT1200
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

Imprimante BPL
statistiques




2

- unités : mg, g, kg, t, ct, lb
- indication de la date et de l'heure
- langues : français, anglais, allemand
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- enregistrement BPL de l'ajustage de la balance
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

	Imprimante à aiguilles		Imprimante BPL statistiques	
type papier	papier classique		papier thermique	
vitesse impression	NC		0,75 lignes / sec	
nombre de caractères par ligne	40 caractères/ligne		40 caractères/ligne	
largeur papier	57 mm		112 mm	
dimensions (lxpxh)	100 x 180 x h106 mm		165 x 140 x h50 mm	
alimentation	230 V		230 V	
interface	RS232		RS232	
Imprimantes pour balances	BM5012 1		BM5001 2	
papier de rechange				
rouleau de papier pour imprimante	BM5013	les 10	BM5001P	les 10

Câbles d'interface balance / imprimante



type de balance	câble
BED, DE, FKB, PCB, TB6000, TB7000	BM5002
BLB	BM5005
ABJ, ABS, ABT	BM5007
PFB	BM5009

Imprimantes série B pour balances

Imprimante
batterie interne



Imprimante
standard



- livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C
- indication de la date et de l'heure
 - impression sur rouleau papier ou étiquettes auto-collantes
 - livrée avec adaptateur secteur 230 V

	LB2514	LB2510
type papier	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	50 mm /sec	50 mm /sec
largeur papier	48 mm	48 mm
caractères/ligne	384 caractères/ligne	384 caractères/ligne
dimensions (lpxh) / poids	66 x 105 x h57 mm / 280 g	106 x 184 x h110 mm / 950 g
alimentation	batterie rechargeable sur secteur	230 V
interface	RS232C	RS232C
Imprimantes pour balances	LB2514 1	LB2510 2
accessoires		
rouleau de papier pour imprimante	LB2612	LB2511
rouleau d'étiquettes pour imprimante	-	LB2611
convertisseur RS232/USB (branchement d'un PC)	LB2615	LB2615