

Balances de laboratoire portée 1 à 8 kg

exactitude 10 mg	portée 1 à 8,2 kg	plateau inox Ø 160 mm
---------------------	----------------------	--------------------------



- balances écran LCD**
- compte-pièce
 - pesée d'animaux
 - pesée en %
 - contrôle mini / maxi
 - totalisation
 - détermination densité
 - mémoire valeur max.
 - statistiques
 - interface RS232

- balances écran graphique**
- compte-pièce
 - pesée d'animaux
 - pesée en %
 - contrôle mini / maxi
 - totalisation
 - détermination densité
 - mémoire valeur max.
 - statistiques
 - fonction BPL
 - formulation (base de données de recettes, mémoire 99 recettes de 20 ingrédients chacune)
 - multilingues
 - heure / date
 - interface RS232

écran graphique



- **technologie de pesée : jauge de contrainte**
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- possibilité de peser sous le plateau
- 8 unités de poids internationales
- pieds réglables avec niveau à bulle
- dim. : 215 x 345 x h100mm / 3,5 kg
- alim. : secteur 230 V - 50 Hz
ou batterie interne rechargeable, batterie externe en option
- livrées avec housse de protection

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	1 écran LCD rétroéclairé		écran graphique rétroéclairé	
				étalonnage externe	étalonnage interne	étalonnage externe	étalonnage interne
1,0 kg	10 mg	10 mg	± 20 mg	LB9007	LB9307	LW1810	LW1811
2,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB2100	LB9321	LW1822	LW1823
3,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB3200	LB9332	LW1862	LW1833
4,2 kg	10 mg	10 mg	± 40 mg	LB4200	LB9342	LW1842	LW1843
5,2 kg	10 mg	10 mg	± 40 mg	LB5210	-	LW1852	-

accessoires série B page 752

pack batterie externe rechargeable	LB1555	LB1555	LB1555	LB1555
------------------------------------	--------	--------	--------	--------



écran graphique



- **technologie de pesée : compensation électromagnétique**
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- possibilité de peser sous le plateau
- 8 unités de poids internationales
- pieds réglables avec niveau à bulle
- dim. : 215 x 345 x h100 mm / 4,8 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz
- livrées avec housse de protection

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	2 écran LCD rétroéclairé		écran graphique rétroéclairé	
				étalonnage externe	étalonnage interne	étalonnage externe	étalonnage interne
4,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB9021	LB3029	LW4202	LW4203
5,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB9026	LB3022	LW5202	LW5203
0,8 / 5,5 kg	10 / 100 mg	5 / 30 mg	± 10 / 100 mg	LB9105	LB3027	LW5212	LW8203
6,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB9027	LB3023	LW6202	LW6203
4 / 6,2 kg	10 / 100 mg	10 / 30 mg	± 30 / 100 mg	-	LB3035	-	-

accessoires série B page 752

BALANCES

Imprimantes série B pour balances

Imprimante
batterie interne



1

Imprimante
standard



2

- livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C

- indication de la date et de l'heure
- impression sur rouleau papier ou étiquettes auto-collantes
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

	LB2514	LB2510
type papier	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	50 mm /sec	50 mm /sec
largeur papier	48 mm	48 mm
caractères/ligne	384 caractères/ligne	384 caractères/ligne
dimensions (lxpxh) / poids	66 x 105 x h57 mm / 280 g	106 x 184 x h110 mm / 950 g
alimentation	batterie rechargeable sur secteur	230 V
interface	RS232C	RS232C
Imprimantes pour balances	LB2514 1	LB2510 2
accessoires		
rouleau de papier pour imprimante	LB2612	LB2511
rouleau d'étiquettes pour imprimante	-	LB2611
convertisseur RS232/USB (branchement d'un PC)	LB2615	LB2615