

Imprimantes série B pour balances

Imprimante  
batterie interne



1

Imprimante  
standard



2

- livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C
- indication de la date et de l'heure
  - impression sur rouleau papier ou étiquettes auto-collantes
  - livrée avec adaptateur secteur 230 V

|                                               | LB2514                            | LB2510                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| type papier                                   | papier thermique                  | papier thermique            |
| vitesse impression                            | 50 mm /sec                        | 50 mm /sec                  |
| largeur papier                                | 48 mm                             | 48 mm                       |
| caractères/ligne                              | 384 caractères/ligne              | 384 caractères/ligne        |
| dimensions (lpxh) / poids                     | 66 x 105 x h57 mm / 280 g         | 106 x 184 x h110 mm / 950 g |
| alimentation                                  | batterie rechargeable sur secteur | 230 V                       |
| interface                                     | RS232C                            | RS232C                      |
| Imprimantes pour balances                     | LB2514 1                          | LB2510 2                    |
| accessoires                                   |                                   |                             |
| rouleau de papier pour imprimante             | LB2612                            | LB2511                      |
| rouleau d'étiquettes pour imprimante          | -                                 | LB2611                      |
| convertisseur RS232/USB (branchement d'un PC) | LB2615                            | LB2615                      |