

Bouchons cellulésiques LMR® prêts à l'emploi

- stérilisables jusqu'à +200°C
- perméables à l'air
- obturation parfaite
- culture en aérobie
- économiques
- usage unique



Retrouvez la forme de chaque bouchon sur notre site internet
www.labomoderne.com

BC4



Échantillons gratuits sur demande

Indiquez-nous les diamètres et formes qui vous conviennent, nous vous ferons parvenir les bouchons s'adaptant au mieux à vos tubes ou autres récipients.



pour tube Ø int.	dimensions (mm) Ø inf. / Ø angle* / Ø sup. / haut.			référence	Prix HT
Ø 6,5 à 7 mm	Ø 6,5	8	h 28,5 mm	BC4 les 1000	
Ø 4,5 à 6,5 mm	Ø 4,5	7	h 29,5 mm	BC5 les 1000	
Ø 5,5 à 6,5 mm	Ø 5,5	7	h 33 mm	BC5S les 1000	
Ø 6,5 à 7,5 mm	Ø 7	7,7	h 27,5 mm	BC6 les 1000	
Ø 8,5 à 9,5 mm	Ø 8,5	9,5	h 29,5 mm	BC7 les 1000	
Ø 7,5 à 8,5 mm	Ø 7	10	h 33 mm	BC7D les 1000	
Ø 9,5 mm	Ø 8	8	h 29,5 mm	BC8 les 1000	
Ø 7,5 à 10,5 mm	Ø 9	13	h 29,5 mm	BC8CC les 1800	
Ø 10,5 à 11,5 mm	Ø 10	12,5	h 29,5 mm	BC9 les 1000	
Ø 9 à 10,5 mm	Ø 9,5	13	h 30 mm	BC9CC les 2000	
Ø 8,5 à 10,2 mm	Ø 8,5	12,5	h 23 mm	BC9K les 1000	
Ø 7 à 9,5 mm	Ø 7	11	h 27,5 mm	BC9D les 1000	
Ø 9,5 à 11,5 mm	Ø 9,5	14,5	h 31,5 mm	BC10 les 1000	
Ø 12 à 14,5 mm	Ø 11	14,5	h 39,5 mm	BC11 les 1000	
Ø 11,5 à 13,5 mm	Ø 12	16	h 30 mm	BC12 les 1000	
Ø 11,5 à 13 mm	Ø 11	13	h 31,5 mm	BC12CC les 1000	
Ø 10,5 à 12,5 mm	Ø 9,5	13	h 26 mm	BC12.5 les 1000	
Ø 12,5 à 14,5 mm	Ø 12	16	h 36 mm	BC13 les 1000	
Ø 12,5 à 13,5 mm	Ø 12,5	16	h 36 mm	BC13H les 1000	
Ø 13,5 à 14,5 mm	Ø 13	13,5	h 32,5 mm	BC13.5CC les 1000	
Ø 13 à 14,5 mm	Ø 11	17	h 39 mm	BC14 les 1000	
Ø 12 à 14 mm	Ø 11,5	13	h 35,5 mm	BC14CC les 1000	
Ø 11,5 à 13 mm	Ø 11	14	h 35,5 mm	BC14D les 1000	
Ø 14 à 16 mm	Ø 12,5	14	h 54 mm	BC14CAP les 1000	
Ø 12 à 14,5 mm	Ø 11,5	14,5	h 54 mm	BC14DL les 1000	
Ø 14 à 16 mm	Ø 13	17	h 35 mm	BC14.5 les 1000	
Ø 13,5 à 15,5 mm	Ø 12	18	h 37,5 mm	BC15 les 1000	
Ø 14 à 16,5 mm	Ø 13,5	11	h 37,5 mm	BC15CC les 1000	
Ø 14,5 à 15,5 mm	Ø 13	14,5	h 45 mm	BC15PB les 1000	
Ø 14,7 à 15,5 mm	Ø 13,5	16	h 46 mm	BC15P les 1000	
Ø 13,5 à 16 mm	Ø 13,5	18	h 38 mm	BC15D les 1000	
Ø 15,5 à 17 mm	Ø 14	18	h 36 mm	BC15E les 1000	
Ø 14 à 16,5 mm	Ø 13,5	18	h 36 mm	BC15DD les 1000	

pour tube Ø int.	dimensions (mm) Ø inf. / Ø angle* / Ø sup. / haut.			référence	Prix HT
Ø 16,5 à 18 mm	Ø 17	20,5	h 38,5 mm	BC16 les 1000	
Ø 13 à 16 mm	Ø 13	19	h 38 mm	BC17 les 1000	
Ø 17,5 à 18,5 mm	Ø 16	1	h 36 mm	BC18 les 1000	
Ø 17,5 à 19,5 mm	Ø 15	17	h 37 mm	BC18CC les 1000	
Ø 17,5 à 19,5 mm	Ø 17,5	22	h 36 mm	BC18D les 1000	
Ø 17 à 19 mm	Ø 16	21	h 37 mm	BC18DL les 1000	
Ø 19 à 22 mm	Ø 17	24,5	h 43,5 mm	BC19 les 2500	
Ø 20,5 à 22,5 mm	Ø 19,5	23	h 42 mm	BC20E les 400	
Ø 20,5 à 22 mm	Ø 20	23	h 42 mm	BC20 les 1000	
Ø 19 à 22,5 mm	Ø 18	19,5	h 39 mm	BC20CC les 2500	
Ø 20,5 à 22,5 mm	Ø 20	23,3	h 31,5 mm	BC20A les 1000	
Ø 17,5 à 21,5 mm	Ø 19	25	h 42,5 mm	BC21.5 les 1000	
Ø 21,5 à 23 mm	Ø 20	26	h 32 mm	BC22 les 1000	
Ø 22 à 24 mm	Ø 22	25,5	h 45 mm	BC22DL les 1000	
Ø 25 à 27 mm	Ø 25	26	h 40 mm	BC23.5CC les 1000	
Ø 26 à 27 mm	Ø 24	28	h 40 mm	BC26 les 1000	
Ø 27 à 32,5 mm	Ø 21	34	h 51,5 mm	BC27 les 1000	
Ø 29,5 à 31 mm	Ø 18	32	h 60,5 mm	BC29 les 1000	
Ø 29 à 30 mm	Ø 24	29	h 38,5 mm	BC29A les 1000	
Ø 26 à 27 mm	Ø 26	28	h 30 mm	BC29K les 1000	
Ø 32,5 à 35 mm	Ø 31	35	h 62,5 mm	BC32 les 800	
Ø 32 à 33 mm	Ø 32	33	h 55,5 mm	BC32CC les 750	
Ø 30 à 32,5 mm	Ø 30	31,5	h 55 mm	BC32PD les 750	
Ø 33,5 à 36,5 mm	Ø 33	37,5	h 62,5 mm	BC34 les 750	
Ø 35,5 à 39,5 mm	Ø 35	39,5	h 59,5 mm	BC36 les 600	
Ø 37,5 à 41,5 mm	Ø 36	41,5	h 57,5 mm	BC37 les 600	
Ø 40 à 43,5 mm	Ø 35,5	45,5	h 62,5 mm	BC38 les 500	
Ø 42 à 46,5 mm	Ø 40	43	h 51,5 mm	BC40CC les 500	
Ø 47 à 48 mm	Ø 46	49	h 64,5 mm	BC45CC les 300	
Ø 57 à 60 mm	Ø 57	57	h 70 mm	BC60CC les 200	
Ø 26 à 30 mm	Ø 24	33	h 70 mm	BCM les 800	
Ø 25,5 à 29 mm	Ø 24	30	h 43 mm	BCM23 les 250	

* le diamètre intermédiaire a été mesuré au niveau de l'angle du bouchon

Bouchons cellulósiques LMR®

images taille réelle (échelle 1:1)

référence	BC4	BC5	BC5S	BC6	BC7	BC7D
pour tube Ø intérieur	Ø 6,5 à 7 mm	Ø 4,5 à 6,5 mm	Ø 5,5 à 6,5 mm	Ø 6,5 à 7,5 mm	Ø 8,5 à 9,5 mm	Ø 7,5 à 8,5 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 7 mm	Ø 6,5 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
	Ø intermédiaire	Ø 7 mm	Ø 6,5 mm	Ø 7 mm	Ø 9 mm	Ø 8 mm
	Ø inférieur	Ø 6,5 mm	Ø 3 mm	Ø 6,5 mm	Ø 8 mm	Ø 6,5 mm
	hauteur	h29,5 mm	h31,5 mm	h30 mm	h32 mm	h31 mm
						

référence	BC8CC	BC9	BC9CC	BC9K	BC9D
pour tube Ø intérieur	Ø 7,5 à 10,5 mm	Ø 10,5 à 11,5 mm	Ø 9 à 10,5 mm	Ø 8,5 à 10,2 mm	Ø 7 à 9,5 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 12,5 mm	Ø 12,5 mm	Ø 12 mm	Ø 11 mm
	Ø intermédiaire	Ø 11 mm	Ø 10,5 / 9,75 mm	Ø 10 mm	Ø 9 mm
	Ø inférieur	Ø 9,5 mm	Ø 9 / 8,5 mm	Ø 7,5 mm	Ø 6,5 / 6 mm
	hauteur	h29,5 mm	h30,5 mm	h23,5 mm	h27,5 mm
					

référence	BC10	BC11	BC12	BC12CC	BC12.5	BC13
pour tube Ø intérieur	Ø 9,5 à 11,5 mm	Ø 12 à 14,5 mm	Ø 11,5 à 13,5 mm	Ø 11,5 à 13 mm	Ø 10,5 à 12,5 mm	Ø 12,5 à 14,5 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 15,25 mm	Ø 15,5 mm	Ø 15,8 mm	Ø 13,5 mm	Ø 17 mm
	Ø intermédiaire	Ø 14,5 mm	Ø 12,8 mm	Ø 12,8 mm	Ø 12 mm	Ø 14,5 mm
	Ø inférieur	Ø 11 mm	Ø 11 mm	Ø 10,5 mm	Ø 9,5 mm	Ø 12 mm
	hauteur	h39,5 mm	h31,5 mm	h31,5 mm	h27 mm	h36,5 mm
						

référence	BC13H	BC13.5CC	BC14	BC14CC
pour tube Ø intérieur	Ø 12,5 à 13,5 mm	Ø 13,5 à 14,5 mm	Ø 13 à 14,5 mm	Ø 12 à 14 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 19 mm	Ø 16,5 mm	Ø 17 mm
	Ø intermédiaire	Ø 14 / 15 mm	Ø 14 mm	Ø 14,5 mm
	Ø inférieur	Ø 12,5 mm	Ø 11,5 mm	Ø 11,5 mm
	hauteur	h33,25 mm	h40 mm	h37 mm
				

référence	BC14D	BC14CAP	BC14DL	BC14.5	BC15
pour tube Ø intérieur	Ø 11,5 à 13 mm	Ø 14 à 16 mm	Ø 12 à 14,5 mm	Ø 14 à 16 mm	Ø 13,5 à 15,5 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 18 mm	Ø 16,5 mm	Ø 17,5 mm	Ø 18 mm
	Ø intermédiaire	Ø 15 mm	Ø 12,5 mm	Ø 15,5 mm	Ø 16 mm
	Ø inférieur	Ø 13 mm	Ø 10 mm	Ø 13 mm	Ø 12,5 mm
	hauteur	h54,5 mm	h53,5 mm	h36 mm	h39 mm
					

référence	BC15CC	BC15PB	BC15P	BC15D	BC15E	BC15DD
pour tube Ø intérieur	Ø 14 à 16,5 mm	Ø 14,5 à 15,5 mm	Ø 14,7 à 15,5 mm	Ø 13,5 à 16 mm	Ø 15,5 à 17 mm	Ø 14 à 16,5 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 19 mm	Ø 20 mm	Ø 18 mm	Ø 18,5 mm	Ø 17,5 mm
	Ø intermédiaire	Ø 15,5 mm	Ø 16,5 mm	Ø 16 mm	Ø 17 mm	Ø 16,5 mm
	Ø inférieur	Ø 13,5 mm	Ø 14 mm	Ø 12,75 mm	Ø 14,5 mm	Ø 13 mm
	hauteur	h48 mm	h47 mm	h38 mm	h35 mm	h38 mm
						

référence	BC16	BC17	BC18	BC18CC	BC18D
pour tube Ø intérieur	Ø 16,5 à 18 mm	Ø 13 à 16 mm	Ø 17,5 à 18,5 mm	Ø 17,5 à 19,5 mm	Ø 17,5 à 19,5 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 19,5 mm	Ø 19,5 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm
	Ø intermédiaire	Ø 17,5 mm	Ø 17,5 mm	Ø 17,5 mm	Ø 19,5 mm
	Ø inférieur	Ø 15,5 mm	Ø 15,5 mm	Ø 16 mm	Ø 16,5 mm
	hauteur	h39 mm	h34 mm	h37 mm	h38 mm
					

référence	BC18DL	BC19	BC20E
pour tube Ø intérieur	Ø 17 à 19 mm	Ø 19 à 22 mm	Ø 20,5 à 22,5 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 20 mm	Ø 25 mm
	Ø intermédiaire	Ø 22,5 mm	Ø 23 mm
	Ø inférieur	Ø 18 mm	Ø 22 mm
	hauteur	Ø 15,5 mm	Ø 20 mm
	h52,5 mm	h44 mm	h42 mm
			

référence	BC20	BC20CC	BC20A	BC21.5	BC22
pour tube Ø intérieur	Ø 20,5 à 22 mm	Ø 19 à 22,5 mm	Ø 20,5 à 22,5 mm	Ø 17,5 à 21,5 mm	Ø 21,5 à 23 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 25 mm	Ø 24 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
	Ø intermédiaire	Ø 22 mm	Ø 21,5 mm	Ø 21 mm	Ø 22 mm
	Ø inférieur	Ø 18 mm	Ø 20,5 mm	Ø 16,5 mm	Ø 20 mm
	hauteur	h39 mm	h34 mm	h44,5 mm	h31 mm
					

référence	BC22DL	BC23.5CC	BC26	BC27	BC27K
pour tube Ø intérieur	Ø 22 à 24 mm	Ø 25 à 27 mm	Ø 26 à 27 mm	Ø 27 à 32,5 mm	Ø 27 à 32,5 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 29,5 mm	Ø 27,5 mm	Ø 35 mm	Ø 27 mm
	Ø intermédiaire	Ø 26 mm	Ø 26,5 mm	Ø 31,5 mm	Ø 27 mm
	Ø inférieur	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 27 mm
	hauteur	h40,5 mm	h42 mm	h54mm	h30mm
					

référence	BC29	BC29A	BC29K
pour tube Ø intérieur	Ø 29,5 à 31 mm	Ø 29 à 30 mm	Ø 26 à 27 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 30 mm	Ø 29,5 mm
	Ø intermédiaire	Ø 29,5 / 30 mm	Ø 27 mm
	Ø inférieur	Ø 28 mm	Ø 24 mm
	hauteur	h40 mm	h30 mm
			

référence	BC32	BC32CC	BC32PD	BC34
pour tube Ø int.	Ø 32,5 à 35 mm	Ø 32 à 33 mm	Ø 30 à 32,5 mm	Ø 33,5 à 36,5 mm
bouchon	Ø supérieur	Ø 44,5 mm	Ø 43 mm	Ø 37 mm
	Ø interméd.	Ø 33 mm	Ø 32 mm	Ø 36 mm
	Ø inférieur	Ø 31 mm	Ø 29 mm	Ø 33 mm
	hauteur	h55,5 mm	h55 mm	h61,5 mm
				

BC36	BC37	BC38	BC40CC
Ø 35,5 à 39,5 mm	Ø 37,5 à 41,5 mm	Ø 40 à 43,5 mm	Ø 42 à 46,5 mm
Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 47,25 mm	Ø 50 mm
Ø 38 mm	Ø 42 / 43 mm	Ø 44 mm	Ø 46,5 mm
Ø 35 mm	Ø 37 mm	Ø 37 mm	Ø 42,5 mm
h59 mm	h 60 mm	h61 mm	h53 mm
			

BC45CC	BC45"PDL"	BC48
Ø 47 à 48 mm	Ø 47 à 48 mm	Ø 47 à 49 mm
Ø 56,5 mm	Ø 56,5 mm	Ø 55 mm
Ø 52,5 mm	Ø 52,5 mm	Ø 48,5 mm
Ø 44 mm	Ø 44 mm	Ø 44 mm
h66 mm	h66 mm	h63 mm
		

BC50Z	BC60CC	BC70K
Ø 47 à 49 mm	Ø 57 à 60 mm	Ø 69 à 71 mm
Ø 50 mm	Ø 70 mm	Ø 75,5 mm
Ø 50 mm	Ø 59 mm	Ø mm
Ø 50 mm	Ø 56 mm	Ø 67,7 mm
h80 mm	h69 mm	h52 mm
		

référence	BCM	BCM23
pour tube Ø intérieur	Ø 26 à 30 mm	Ø 25,5 à 29 mm
Ø supérieur	Ø 33,5 mm	Ø 30,5 mm
Ø intermédiaire	Ø 30,5 mm	Ø 28 mm
Ø inférieur	Ø 25 mm	Ø 25 mm
hauteur	h70 mm	h43 mm
		