

Becs Bunsen multi gaz avec buse réglable

- 1 contrôle de la flamme
- 2 jet ajustable
- 3 arrivée du gaz
- 4 ouverture du gaz-needle valve



- multigaz : naturel, bouteille, propane
- réglementation de l'air
- soupape à aiguille
- buse réglable

gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
multi gaz	170 mm	1460 °C	110 l/h	270 g	BC1510	

Becs Bunsen micro à valve

- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- soupape à aiguille



gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
naturel	100 mm	1310°C	35 l/h	115 g	BC1520	
propane	100 mm	1320°C	20 l/h	115 g	BC1521	

Brûleur Téclu avec régulateur d'air

- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air



gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
naturel	155 mm	1550°C	115 l/h	245 g	BC1530	
propane	155 mm	1560°C	65 l/h	245 g	BC1531	

Brûleur Téclu à valve

- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- soupape à aiguille



gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
naturel	155 mm	1520°C	125 l/h	260 g	1210	
propane	155 mm	1560°C	65 l/h	260 g	1211	

Becs Bunsen avec robinet à levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- robinet à levier
- veilleuse

gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
naturel	155 mm	1500°C	110 l/h	245 g	BC1480	
propane	155 mm	1520°C	55 l/h	245 g	BC1481	
Certifié DIN DVGW-Rég.-No. NG-2211AN0133						
naturel	155 mm	1500°C	110 l/h	245 g	BC1482	
propane	155 mm	1520°C	55 l/h	245 g	BC1483	

Becs Bunsen avec robinet d'arrêt à double levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- certifié DIN DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133
- réglementation de l'air
- robinet à double levier
- veilleuse

gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
naturel	155 mm	1500°C	110 l/h	220 g	BC1490	
propane	155 mm	1520°C	55 l/h	220 g	BC1491	

Base de sécurité pour Bec Bunsen en caoutchouc



- pied en caoutchouc vissé sous le pied du brûleur
- stabilité optimisée

poids	référence	Prix HT
38 g	BC1500	

Base lourde pour Bec Bunsen en acier



- pied en acier vissé sous le pied du brûleur
- poids supplémentaire pour une meilleure stabilité

poids	référence	Prix HT
200 g	BC1501	