

Brûleur Téclu à valve et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- certifié DIN DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133
- réglementation de l'air
- soupape à aiguille
- veilleuse

| gaz | hauteur | température | consommation | poid | référence | Prix HT |
|---------|---------|-------------|--------------|-------|---------------|---------|
| naturel | 155 mm | 1530°C | 110 l/h | 260 g | BC1550 | |
| propane | 155 mm | 1530°C | 65 l/h | 260 g | BC1551 | |

Brûleur Téclu à robinet et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- robinet
- veilleuse

| gaz | hauteur | température | consommation | poid | référence | Prix HT |
|--|---------|-------------|--------------|-------|---------------|---------|
| naturel | 155 mm | 1530°C | 110 l/h | 265 g | BC1560 | |
| propane | 155 mm | 1550°C | 55 l/h | 265 g | BC1561 | |
| Certifié DIN DVGW-Reg.-No. NG-2211AN0133 | | | | | | |
| naturel | 155 mm | 1530°C | 110 l/h | 265 g | BC1562 | |
| propane | 155 mm | 1550°C | 55 l/h | 265 g | BC1563 | |

Brûleur Téclu avec robinet à levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- robinet à levier
- veilleuse basse

| gaz | hauteur | température | consommation | poid | référence | Prix HT |
|---------|---------|-------------|--------------|-------|---------------|---------|
| naturel | 155 mm | 1480°C | 100 l/h | 280 g | BC1570 | |
| propane | 155 mm | 1530°C | 65 l/h | 280 g | BC1571 | |

Brûleur Téclu robinet à double levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- soupape à double levier
- veilleuse basse

| gaz | hauteur | température | consommation | poid | référence | Prix HT |
|---------|---------|-------------|--------------|-------|---------------|---------|
| naturel | 155 mm | 1500°C | 100 l/h | 270 g | BC1580 | |
| propane | 155 mm | 1540°C | 60 l/h | 270 g | BC1581 | |

Becs Bunsen avec robinet à levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- robinet à levier
- veilleuse

| gaz | hauteur | température | consommation | poids | référence | Prix HT |
|--|---------|-------------|--------------|-------|---------------|---------|
| naturel | 155 mm | 1500°C | 110 l/h | 245 g | BC1480 | |
| propane | 155 mm | 1520°C | 55 l/h | 245 g | BC1481 | |
| Certifié DIN DVGW-Rég.-No. NG-2211AN0133 | | | | | | |
| naturel | 155 mm | 1500°C | 110 l/h | 245 g | BC1482 | |
| propane | 155 mm | 1520°C | 55 l/h | 245 g | BC1483 | |

Becs Bunsen avec robinet d'arrêt à double levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- certifié DIN DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133
- réglementation de l'air
- robinet à double levier
- veilleuse

| gaz | hauteur | température | consommation | poids | référence | Prix HT |
|---------|---------|-------------|--------------|-------|---------------|---------|
| naturel | 155 mm | 1500°C | 110 l/h | 220 g | BC1490 | |
| propane | 155 mm | 1520°C | 55 l/h | 220 g | BC1491 | |

Base de sécurité pour Bec Bunsen en caoutchouc



- pied en caoutchouc vissé sous le pied du brûleur
- stabilité optimisée

| poids | référence | Prix HT |
|-------|---------------|---------|
| 38 g | BC1500 | |

Base lourde pour Bec Bunsen en acier



- pied en acier vissé sous le pied du brûleur
- poids supplémentaire pour une meilleure stabilité

| poids | référence | Prix HT |
|-------|---------------|---------|
| 200 g | BC1501 | |