

### Brûleur Téclu à valve



- disponible pour gaz naturel et propane
- régulation de l'air
- valve à pointe

gaz	hauteur	température	consommation	poind	Ø tuyeau	référence	Prix HT
naturel	165 mm	1520°C	200 l/h	330 g	Ø 19 mm	BC1590	
propane	165 mm	1600°C	85 l/h	330 g	Ø 19 mm	BC1591	

### Brûleur Téclu multigaz valve en bas



- disponible pour gaz naturel et propane
- régulation de l'air
- soupape à aiguille pour la sélection de gaz par le bas

gaz	hauteur	température	consommation	poind	Ø tuyeau	référence	Prix HT
multigaz	165 mm	1520°C	200 l/h	330 g	Ø 19 mm	BC1600	

### Brûleur de sécurité thermocouple



- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- thermocouple
- soupape à aiguille
- certifié DIN

gaz	hauteur	température	consommation	poind	Ø tuyeau	référence	Prix HT
naturel	160 mm	1520°C	110 l/h	370 g	Ø 13 mm	BC1610	
propane	160 mm	1550°C	65 l/h	370 g	Ø 13 mm	BC1611	

### Brûleur de sécurité avec filetage de raccordement



accessoire



- disponible pour gaz naturel et propane
- thermocouple
- soupape à aiguille
- G 1/4 Fil gauche
- certifié DIN

gaz	hauteur	température	consommation	poind	Ø tuyeau	référence	Prix HT
naturel	160 mm	1520°C	110 l/h	400 g	Ø 13 mm	BC1620	
propane	160 mm	1550°C	65 l/h	400 g	Ø 13 mm	BC1621	
accessoires							
bec de sécurité à valve, G 1/4 vissant à gauche - 45 g							BC1622