


Microcentrifugeuse avec minuterie 8 x microtubes



- minuterie électronique 0 à 25 min
- mémorisation du dernier programme utilisé
- sécurité anti-balourd
- fonction d'étalonnage de vitesse par l'utilisateur
- rotor angulaire plein sans échauffement
- frein de sécurité électronique : arrêt très rapide à l'ouverture du couvercle
- affichage digital de la vitesse
- mise en route directe dès la fermeture du couvercle, arrêt à l'ouverture du couvercle
- très silencieuses : < 55 dB



vitesse - accélération	1000 à 6000 tr/min - 2000 g
capacité / livrée avec	A6 A1/A2 A7 1 rotor 8 x microtubes 1,5 / 2,0 ml adaptateurs pour microtubes 0,2 ml ou 0,4 ml 1 rotor 2 barrettes pour 8 x microtubes 0,2 ml
dimensions (lxpxh) / poids	162 x 157 x h115 mm / 1,1 kg
alimentation	230 V
Microcentrifugeuse	MICRO1200

Microcentrifugeuse 12 x microtubes 14500 tr/min - 12400 g



- vitesse maximum atteinte en 20 s, décélération en 10 s
- fonctionne en chambre froide : +4°C à +25°C
- affichage digital LCD : temps, vitesse de consigne et vitesse réelle, force centrifuge relative
- alarme sonore en fin de centrifugation
- moteur silencieux, sans balais
- rotor en aluminium avec couvercle
- ventilation continue autour du rotor pour éviter la surchauffe des échantillons
- minuterie : 15 s à 30 min

vitesse - accélération	1000 à 14500 tr/min - 12400 g
capacité / livrée avec	A6 A1 A3 1 rotor 12 x microtubes 1,5 / 2,0 ml avec couvercle 12 adaptateurs pour microtubes 0,2 ml 12 adaptateurs pour microtubes 0,5 ml
dimensions (lxpxh) / poids	200 x 240 x h125 mm / 3,5 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Microcentrifugeuse	HB9000

Microcentrifugeuse 12 x microtubes 15000 tr/min - 15100 g




- trois programmes : 30 s, 99 min ou continu
- fonction pulse
- fermeture sécurisée du couvercle
- écran LCD
- alarme sonore en fin d'opération
- moteur DC sans balais, accélération et décélération rapide
- rotor en plastique, avec couvercle
- détection en cas de sur-accélération et de surchauffe
- précision de la vitesse : ± 20 t/min
- silencieuses : ≤ 54 dB



vitesse réglable	jusqu'à 15000 tr/min - 15100 g
capacité / livré avec	A1/A3/A6 1 rotor 12 x microtubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml 1 couvercle avec clip de fixation et joint étanche
dimensions (lxpxh) / poids	255 x 245 x h140 mm / 6 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Microcentrifugeuse	DG2000

Microcentrifugeuse 12 x microtubes



- très silencieuse
- mise en route directe dès la fermeture du couvercle et arrêt de la centrifugation par l'ouverture du couvercle

vitesse fixe	5500 tr/min - 2000 g
capacité / livré avec	A6 A7 1 rotor combiné : 12 x microtubes 1,5 / 2,0 ml + 4 barrettes de 8 x microtubes 0,2 ml
dimensions (lxpxh) / poids	140 x 200 x h112 mm / 5 kg
alimentation	230 V
Microcentrifugeuse	HB1012
adaptateurs	
Adaptateurs pour tubes 0,5 ml	HB1021 les 6
Adaptateurs pour tubes 0,2 ml	HB1022 les 6