

Pisettes standard à bouchon rouge



- en polyéthylène LDPE translucide
- tube et capuchon coloris rouge
- capuchon étanche Ø 28 mm

capacité	référence	Prix HT
250 ml	A10202	
500 ml	A10203	
1000 ml	A10205	

Classeur 2 tiroirs pour lames 76x26 mm



- capacité 1230 lames
- deux tiroirs à crémaillère pour classement horizontal des lames 76 x 26 mm
- tiroirs à glissières latérales avec butoirs
- ouverture et fermeture en toute sécurité
- tirette en acier et logement porte-étiquette
- dim. 480 x 480 x h140 mm / 11 kg
- coloris bleu

capacité	référence	Prix HT
1230 lames	LMR2B	

Thermomètre compact capteur Pt100 - HANNA® HI955501

-200 à +850°C

- haute précision
- 3 sondes interchangeable en acier inox, au choix : pénétration, immersion liquides et ambiance air/gaz
- alerte si aucune sonde de température n'est détectée
- indicateur de batterie faible
- boîtier compact avec dragonne

température	-200 à +850°C
résolution	0,1°C jusqu'à +200°C / 1°C au delà
exactitude	±0,2°C de -120 à +200°C ±1°C en dehors
capteur	Pt100
sonde	en option, au choix, avec câble 1 m. et poignée
dimensions (lxpxh)	80 x 38 x h143 mm / 320 g
alimentation	1 pile 9 V fournie, autonomie 150 h
Thermomètre sans sonde	ATE1425 1
sondes à capteur Pt100	
Sonde pénétration Ø3x100 mm	ATE406A 2
Sonde ambiance air-gaz Ø3x100 mm	ATE460B 3
Sonde immersion liquides Ø3x100 mm	ATE406C 4

