

Distributeurs répétitifs de précision

- ▶ exactitude : $\pm 0,3\%$ du volume
- ▶ fiabilité totale
- ▶ manipulation facile
- ▶ résistants aux liquides agressifs, acides et solvants organiques

Caractéristiques

- entièrement autoclavables à 121°C
- grande exactitude : $\pm 0,3\%$ du volume
- excellente reproductibilité : $\pm 0,1\%$
- manipulation facile : piston spécial, distribution douce sans effort
- réglage du volume sur échelle graduée par déplacement du curseur
- précision et sécurité : dispositif de clapet à bille monté sur ressort, fermeture parfaite après aspiration du liquide sans entrée d'air, pas d'éclaboussures, pas de pertes de liquide lors de la distribution
- tuyau de distribution en PTFE très résistant, long, fin et coudé : distribution facile même dans les récipients à col étroit
- certifiés BS5750 / ISO9002
- livrés avec adaptateurs pour filetage \varnothing 38, 40 et 45 mm, certificat d'étalonnage individuel, sans flacons
- modèles standard : réglage du volume sur molette crantée, remplissage manuel lors de la remontée du piston



tête du distributeur



capacité	subdivisions	piston	référence	Prix HT
2,5 ml	0,05 ml	verre / PTFE	SJ1000	
50,0 ml	1,0 ml	PTFE	SJ1004	

Distributeur répétitif économique

- entièrement autoclavables à 121°C
- grande exactitude : $\pm 0,5\%$ du volume
- réglage du volume sur échelle graduée par déplacement du curseur
- cylindre de dosage protégé par un manchon en polypropylène empêchant le déversement de verre en cas de casse accidentelle
- piston en PTFE, joint torique en Viton®
- toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE, FEP et verre borosilicaté
- livré avec 4 adaptateurs en PP, **sans flacons**
- réglage du volume sur molette crantée, remplissage manuel lors de la remontée du piston
- étalonné individuellement selon la norme ISO 8655, fourni avec un certificat d'étalonnage
- livré avec un outil d'étalonnage pour un recalibrage pratique et rapide



capacité	subdivisions	précision	adaptateurs livrés	référence	Prix HT
2,5 - 30,0 ml	0,5 ml	$\pm 0,5\%$	GL45 - GL32 - GL38 - S40	SJ8030	

Distributeurs répétitifs avec piston à déplacement direct

- réglage rapide et simple, avec verrouillage du volume sélectionné
- piston à déplacement direct, résistant aux produits chimiques
- système de purge d'air en circuit fermé : empêche la perte de réactifs, évite les fuites lorsque le distributeur n'est pas utilisé
- soupape de protection des réactifs empêchant les fuites
- tête pivotante à 360°
- toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE
- démontage simple pour le nettoyage
- entièrement autoclavable à +121°C
- étalonnage automatique
- sélecteur de mode de fonctionnement : purge d'air, remplissage, décharge
- livrés avec adaptateurs pour différents filetages



capacité	subdivisions	précision	référence	Prix HT
0,5 - 5,0 ml	0,10 ml	$\pm 0,03$ ml	GW1004	
1,0 - 10,0 ml	0,20 ml	$\pm 0,06$ ml	GW1003	