



Essuyeurs en formats pour distributeur

Essuyeurs universels non-tissés

absorption
115 ml/m²

absorption
135 ml/m²



- contact alimentaire
- ultra-résistant à l'état sec et humide



Distributeur
d'essuie-mains pliés



- en plastique blanc
- distribution feuille à feuille
- 276 x 105 x h376 mm

référence **MP1130** Prix HT Distributeur

absorption
200 ml/m²



Milieu trempé

- qualité d'essuyage supérieure et durable
- conviennent également au nettoyage des poussières et impuretés
- rinçables et réutilisables
- essuyage précis et idéal pour les tâches minutieuses

	essuyeurs format W	essuyeurs format Z
formats	100 x formats : 21,60 x 34 cm	150 x formats : 21,60 x 23 cm
composition	100 % pure ouate de cellulose	
plis	2 plis	2 plis
absorption	115 ml/m ² - 6,8 g/g	135 ml/m ² - 8 g/g
grammage	17,00 g/m ²	17,00 g/m ²
coloris	blanc	blanc
Essuyeurs	MP1132 27x100 formats	MP1133 25x150 formats

sachet 50 formats	
formats	50 formats 35 x 35 cm
absorption	200 ml/m ² - 5 x poids
grammage	40 g/m ²
coloris	blanc
Essuyeurs	MP1243 les 10 x 50 formats

Essuyeurs robustes non-tissés

absorption
220 ml/m²



- résistance du tissu et pouvoir absorbant du papier
- ne peluchent pas, ne rayent pas et ne décolorent pas
- inertes aux acides, bases et solvants
- utilisables à sec ou humide

sachet 50 formats	
formats	50 formats 32 x 38 cm
composition	polypropylène
absorption	220 ml/m ² - 6 x poids en 2 s
grammage	2 x 18 g/m ²
coloris	bleu
Essuyeurs	AC1300 les 10 x 50 formats

Essuyeurs SONTARA® MICROPURE pour salle blanche

absorption
290 ml/m²

absorption
333 ml/m²



Salle blanche
ISO 5, 6.

- en polyester (fibre naturelle très absorbante) et cellulose (fibre synthétique très résistante)
- non crépés
- faible génération de particules
- double emballage
- en sachets exempts de contamination



type	Micropure 100	Micropure AP	Micropure SV
salle blanche	ISO 5	ISO 6	ISO 6
formats	300 formats 22,4 x 22,4 cm	300 formats 22,4 x 22,4 cm	500 formats 22,4 x 22,4 cm
composition	53% Polyester 47% Cellulose	45% Polyester 55% Cellulose	48,5 % Polyester 51,5 % Cellulose
absorption	333 ml/m ²	290 ml/m ²	290 ml/m ²
grammage	56 g/m ²	68 g/m ²	51 g/m ²
Essuyeurs	GX1060 l'unité	GX1061 l'unité	GX1062 l'unité