




Essuyeurs universels rouleaux à dévidage central

absorption
125 ml/m²



- contact alimentaire
- papier ultra-absorbant et ultra-résistant à l'état sec et humide



dim. rouleaux	70 m x h19 cm	103 m x h19 cm	153 m x h19 cm
Ø rouleaux	Ø 13 cm	Ø 19 cm	
formats	200 formats 19,4 x 25 cm	450 formats 19,4 x 23 cm	450 formats 19,4 x 34 cm
composition	100 % pure ouate de cellulose		
plis	2 plis	2 plis	2 plis
absorption	125 ml/m ² - 7,5 g/g	125 ml/m ² - 7,5 g/g	125 ml/m ² - 7,5 g/g
grammage	16,50 g/m ²	16,50 g/m ²	16,50 g/m ²
coloris	blanc	blanc	blanc
Essuyeurs	MP1111 les 9	MP1113 les 6	MP1114 les 6

Essuyeurs universels économiques à dévidage central

absorption
225 ml/m²



Pour les mains, la verrerie,
les instruments, les paillasses, etc.
Absorbent eau, huile, graisses,
peintures, solvants, etc.



dim. rouleaux	74 m x h22 cm	135 m x h20 cm
Ø rouleaux	Ø 13 cm	Ø 15 cm
formats	200 formats 22 x 37 cm	450 formats 20 x 30 cm
composition	100 % ouate de cellulose	
plis	2 plis	2 plis
grammage	36 g/m ²	36 g/m ²
couleur	blanc	blanc
Essuyeurs	BMINI2 les 12	BMAXI2 les 6

Distributeur de rouleaux Ø 13 cm



- pour rouleaux à dévidage central
- base en plastique blanc
- fermeture à clé
- découpage à la longueur voulue grâce à un couteau dentelé en plastique

Distributeurs	pour rouleaux Ø 13 cm
dimensions	180 x 180 x h340 mm
poids	0,7 kg
Distributeur	MINI-LMR

Distributeur de rouleaux Ø 15 cm



- pour rouleaux à dévidage central
- base en plastique blanc
- fermeture à clé
- découpage à la longueur voulue grâce à un couteau dentelé en plastique
- livré avec fixations

Distributeurs	pour rouleaux Ø 15 cm
dimensions	220 x 210 x h320 mm
poids	1,2 kg
Distributeur	MAXI-LMR

Distributeur de rouleaux Ø 19 / 20 cm



- pour rouleaux à dévidage central
- distributeur blanc en plastique
- deux modes : feuille à feuille ou continu

Distributeurs	pour rouleaux Ø 19 / 20 cm
dimensions	245 x 235 x h300 mm
Distributeur	MP1110