



Le format plissé offre une surface de filtration plus importante.

Papiers-filtres standard plissés

vitesse	moyenne	rapide	très rapide
poids	73 g/m ²	64 g/m ²	73 g/m ²
résistance	1,95 kg/cm ²	1,45 kg/cm ²	1,25 kg/cm ²
épaisseur papier	160 µm	150 µm	170 µm
temps de filtration	88 s	50 s	22 s
porosité	5 à 13 µm	10 à 20 µm	17 à 30 µm
Ø 70 mm	FL1450	FL1240	FL1310
Ø 100 mm	FL1451	FL1241	FL1311
Ø 110 mm	FL1452	FL1242	FL1312
Ø 130 mm	FL1453	FL1243	FL1313
Ø 150 mm	FL1454	FL1244	FL1314
Ø 190 mm	FL1455	FL1245	FL1315
Ø 210 mm	-	FL1246	FL1350
Ø 250 mm	FL1456	FL1248	FL1352
Ø 270 mm	FL1457	FL1249	-
Ø 330 mm	FL1458	FL1250	FL1353
Ø 400 mm	FL1459	FL1251	FL1354
Ø 450 mm	FL1460	FL1252	FL1355
Ø 500 mm	FL1461	FL1253	FL1356
Ø 600 mm	FL1462	FL1256	-
Ø 650 mm	-	FL1257	-
Ø 800 mm	-	-	FL1357
Ø 1000 mm	-	-	FL1359



- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- poids selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- la boîte de 100 filtres