

# FLACONS EN PLASTIQUE

## Bidons inviolables en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE



- coloris blanc
- poignée
- visionneuse graduée sur un côté permettant de voir le contenu
- capuchon "child-proof" avec deux pièces qui tournent l'une dans l'autre évitant que le flacon ne s'ouvre en cas d'erreur de manipulation, avec anneau de sécurité
- compatible contact alimentaire

capacité	dimensions	col	réf.	Prix HT
5 litres	132x187xh290mm	Ø45,60mm	AX3360	

## Bidons à col large en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE



- bidon en HDPE couleur naturelle translucide
- capuchon à vis en polyéthylène de couleur bleue, scellé avec joint interne
- approprié pour solides et semi-solides

capacité	dimensions	référence	Prix HT
5 litres	Ø 168 x h288 mm	AX6510	
10 litres	Ø 210 x h353 mm	AX6515	

## Bidons de stockage en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE



- 1 poignée en plastique
- capuchon avec insert

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
5 litres	Ø 160 x h285 mm	Ø 88 mm	PL1215	
10 litres	Ø 195 x h370 mm	Ø 88 mm	PL1216	

## Bidons de stockage avec robinet en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE



- robinet 3/4" (Ø 19,5 mm)
- anse ou poignées, suivant modèle

capacité	poignée	dimensions	col	référence	Prix HT
5 litres	1 anse métal	Ø 195 x h260 mm	Ø 85 mm	PL2230	
10 litres	1 anse métal	Ø 245 x h325 mm	Ø 92 mm	PL2231	
25 litres	2 poignées plastique	Ø 330 x h435 mm	Ø 95 mm	PL2232	
50 litres	2 poignées plastique	Ø 560 x h560 mm	Ø 108 mm	PL2233	

## Bidons avec robinet en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE



- robustes : épaisseur de paroi 2 mm
- résistent à des températures < 0°C
- robinet amovible avec bague d'étanchéité
- bouchon à vis avec joint interne
- anse ou poignées, suivant modèle
- robinet BSPT 3/4"

capacité	poignée	dimensions	col	référence	Prix HT
5 litres	1 anse	Ø 165 x h335 mm	Ø 47 mm	AX3370	
10 litres	1 anse	Ø 210 x h395 mm	Ø 55 mm	AX3371	
25 litres	2 poignées	Ø 275 x h540 mm	Ø 55 mm	AX3372	
50 litres	2 poignées	Ø 365 x h660 mm	Ø 55 mm	AX3373	
accessoires de rechange					
robinet de rechange				AX3375	