

Minipipettes LMR®



Devis sur demande
Possibilité de personnalisation



- taille optimale de 130 mm de longueur avec exactitude maximum
- selon norme EN-ISO8655
- code couleur pour faciliter l'identification de chaque pipette
- entièrement autoclavable
- refoulement en deux fois permettant la technique de pipetage inverse
- compatible avec les pointes des marques les plus couramment utilisées

volume	exactitude	reproductibilité	référence	Prix HT
5 µl	± 1,3 %	± 1,2 %	ACJ005	
10 µl	± 0,8 %	± 0,8 %	ACJ010	
20 µl	± 0,6 %	± 0,5 %	ACJ020	
25 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	ACJ025	
50 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	ACJ050	
100 µl	± 0,5 %	± 0,3 %	ACJ100	

Micropipettes LMR® autoclavables
volume variable

- ▶ entièrement autoclavables
- ▶ capacité de 0,1 à 10 000 µl



- conformes à la norme CE
- calibration selon la norme ISO 8655 (exigences relatives aux appareils volumétriques à piston)
- sélection du volume souhaité par rotation du bouton supérieur
- bouton d'éjection pour manipulation à une main
- affichage du volume



capacité	incrément	exact. (au volume min.)	précision	référence	Prix HT
micropipettes monocanales à volume variable					
0,1 à 2,5 µl	0,05 µl	± 12 %	± 6 %	DG1200	
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 2,50 %	± 1,50 %	DG1201	
2 à 20 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1202	
10 à 100 µl	1 µl	± 3 %	± 1,50 %	DG1204	
20 à 200 µl	1 µl	± 3 %	± 1 %	DG1205	
50 à 200 µl	1 µl	± 1 %	± 0,40 %	DG1206	
100 à 1000 µl	5 µl	± 2 %	± 0,70 %	DG1207	
200 à 1000 µl	5 µl	± 0,90 %	± 0,30 %	DG1208	
500 à 5000 µl				DG1211	
1000 à 10000 µl				DG1212	
accessoires					
Portoir carrousel 6 places	1			ACS26	
Portoir linéaire	2			ACS16	