

Stéréomicroscopes 40x économiques



TUNGSTÈNE

LED

HALOGÈNE

- distance interpupillaire réglable de 55 à 75 mm
- réglage de la dioptrie
- oculaires montés sur tube Ø 30,5 mm, indémontables sans outil, avec œilletons
- optiques traitées antifongique et anti-reflet
- porte-objet à 2 valets
- statif métallique peinture époxy, à crémaillère ou à colonne suivant modèle
- alimentation 230 V avec transformateur
- livrés avec housse de protection, fusible de rechange, deux porte-objet noir / blanc et trois batteries rechargeables de 35 heures d'autonomie (pour les modèles à éclairage LED, sauf XE420 et XE400)

paire d'oculaires WF suppl. pour XE420 / 400

5 x	champ 22 mm	XE401	la paire
10 x	champ 20 mm	XE402	la paire
10 x	micrométrique, champ 20 mm	XE405	l'unité
15 x	champ 12 mm	XE403	la paire
20 x	champ 10 mm	XE404	la paire

paire d'objectifs suppl. pour XE1210 / 20 / 30 / 40

1 x	dist. max. 57 mm	XE1201	la paire
2 x	dist. max. 80 mm	XE1202	la paire
3 x	dist. max. 61 mm	XE1203	la paire
4 x	dist. max. 57 mm	XE1204	la paire
6 x	dist. max. 40 mm	XE1205	la paire



grossissement maximum	objectif	oculaires WF	éclairage 10 W		tête		distance de travail max.	binoculaire	
			incident	transmis	inclinaison	rotation		référence	Prix HT
stéréomicroscope 1 objectif avec éclairage sur flexible - à colonne									
5x	0,5x	10x/20 mm	LED 1 W	-	45°	-	250 mm	XE420	1
20x	2x	10x/20 mm	LED 1 W	-	45°	-	119 mm	XE400	
stéréomicroscopes 1 objectif interchangeable - à colonne									
20x	2x	10x/20 mm	-	-	90°	-	75 mm	XE1210	2
	2x	10x/20 mm	halogène	-	90°	-	75 mm	XE1220	3
	2x	10x/20 mm	halogène	-	45°	-	75 mm	XE1230	4
	2x	10x/20 mm	halogène	halogène	45°	-	75 mm	XE1240	5
stéréomicroscopes 2 objectifs - à colonne									
10x - 30x	1x / 3x	10x/20 mm	halogène	halogène	45°	-	60 mm	XE1250	6
	1x / 3x	10x/20 mm	LED	LED	45°	-	60 mm	XE1290	6
20x - 40x	2x / 4x	10x/20 mm	halogène	halogène	45°	-	75 mm	XE1260	7
	2x / 4x	10x/20 mm	LED	LED	45°	-	75 mm	XE1300	7
stéréomicroscopes 2 objectifs - à crémaillère									
10x - 30x	1x / 3x	10x/20 mm	halogène	halogène	45°	360°	60 mm	XE1270	8
	1x / 3x	10x/20 mm	LED	LED	45°	360°	75 mm	XE1275	8
20x - 40x	2x / 4x	10x/20 mm	halogène	halogène	45°	360°	75 mm	XE1280	8
	2x / 4x	10x/20 mm	LED	LED	45°	360°	75 mm	XE1285	8