

Stéréomicroscopes EcoLED™

45x ou zoom jusqu'à 180x



EcoLED™

accessoires	référence	Prix HT
oculaires supplémentaires		
10x, champ 21 mm, la paire	XE5149	
15x, champ 15 mm, la paire	XE5150	
20x, champ 10 mm, la paire	XE5151	
10x, champ 21 mm, l'unité	XE5152	
lentilles supplémentaires pour XE1050 et XE1055 (l'unité)		
lentille 0,5x (dist. de travail 165 mm)	XE5153	
lentille 0,75x (dist. de travail 105 mm)	XE5154	
lentille 1,5x (dist. de travail 45 mm)	XE5155	

- tête inclinée à 45°, rotation 360°
- distance interpupillaire réglable de 45 à 71 mm
- réglage de la dioptrie
- oculaires montés sur tube Ø 30 mm
- intensité lumineuse réglable
- porte-objet à 2 valets
- statif en métal recouvert époxy, avec mise au point et poignée de transport
- possibilité d'atteindre un grossissement de 180x avec une paire d'oculaires 20x et une lentille supplémentaire.



gross. max.	objectifs	oculaires WF	éclairage		statif	distance de travail max.	binoculaire		trinoculaire	
			incident	transmis			référence	Prix HT	référence	Prix HT
40x	2x/4x	10x/21 mm	EcoLED	EcoLED	à crémaillère	100 mm	XE1050	1	-	
45x	zoom 0,7 à 4,5x	10x/21 mm	EcoLED	EcoLED	à crémaillère	100 mm	XE1055	2	XE1060	3


Stéréomicroscopes 45x

zoom jusqu'à 180x



accessoires	référence	Prix HT
oculaires supplémentaires		
WF 15x/15 mm, la paire	XE5150	
WF 20x/10 mm, la paire	XE5151	
micrométrie WF 10x/20 mm, la paire	XE5152	
lentilles additionnelles		
0,5x, distance de travail 165 mm	XE5153	
0,75x, distance de travail 117 mm	XE5154	
1,5x, distance de travail 47 mm	XE5155	
2x, distance de travail 26 mm	XE5156	
platinas chauffantes		
platine chauffante standard	XE5158	
platine chauffante pour modèles LED	XE5159	
éclairage de recharge		
ampoule halogène 15 W	XE5157	

- tête inclinée à 45°, rotation 360°
- distance interpupillaire réglable de 51 à 75 mm
- réglage de la dioptrie
- oculaires montés sur tube Ø 30 mm avec œilletons
- objectif zoom achromatique parafoal
- distance de travail 100 mm
- porte-objet à 2 valets, pour les modèles avec statif à colonne



gross. max	objectifs	oculaires EWF	statif		dimensions base	binoculaire		trinoculaire	
			type	dimensions		référence	Prix HT	référence	Prix HT
45x	zoom 0,7 à 4,5x	10x/21 mm	à bras déporté	long. 415xh435 mm	230x230x48 mm	XE6000	1	XE6005	2
	zoom 0,7 à 4,5x	10x/21 mm	à bras déporté	long. 415xh435 mm	230x230x48 mm			XE6010	