

Caméras tablettes tactiles 8" et 10" pour microscope

- Tablettes**
- tablettes avec écran tactile 1280 x 800 pixels, caméras complémentaires frontale et arrière 2 MPixels
- Caméras numériques**
- caméra au choix 1,3 à 5 Mpxels
 - modèle à connexion sans fil WiFi

tablettes	tablette 8"	tablette 10"
écran	LCD tactile 8"	LCD tactile 10,1"
dimensions	214x128x9,8mm	261x177x8,9mm
poids	370 g	580 g
disque dur intégré	SSD 32 Gb	SSD 64 Gb
processeur	QuadCore 1,33 GHz	
mémoire vive	RAM 1 GB	
carte graphique	processeur graphique HD	
carte micro-SD	jusqu'à 32 GB	
interface	micro USB 2.0, Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0, audio stéréo avec jack 3,5 mm, micro interne	
système	Windows 32 bit	
alimentation	batterie lithium 4420 mAh / 17 Wh	batterie lithium 5910 mAh / 22 Wh

👍 Ensemble complet et prêt à installer sur le troisième tube de tout microscope trinoculaire.



caméras	1,3 MégaPixels	3,2 MégaPixels	5 MégaPixels	5 MégaPixels
résolution caméra	1280 x 1024 pixels	2048 x 1536 pixels	2592 x 1944 pixels	2592 x 1944 pixels
interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	Wi-Fi
capteur	CMOS 1/3"	CMOS 1/2"	CMOS 1/2,5"	CMOS 1/2"
logiciel	ImageFocus® 4	ImageFocus® 4	ImageFocus® 4	ImageFocus® Alpha
lame calibration	lame calibration	lame calibration	lame calibration	lame calibration
Caméra et tablette 8"	TM1010	TM1015	TM1020	TM1025
Caméra et tablette 10"	TM2010	TM2015	TM2020	TM2025

Caméras tablettes tactiles 10" pour microscope

- ▶ 3 en 1 : tablette tactile, clavier et caméra
- ▶ compatibles avec tous les microscopes et stéréomicroscopes trinoculaires



Tablettes + caméras		Tablette 10" caméra 3,1 MPixels	Tablette 10" caméra 5 MPixels
tablette	écran	LCD tactile 10,1"	LCD tactile 10,1"
	dimensions	247 x 165 mm, épaisseur 9 mm	261 x 177 mm, épaisseur 8,9 mm
	poids	570 g	585 g
	disque dur intégré	64 GB	32 GB
	interface	USB 3.0, Type C, Micro SD, Microphone	USB 2.0, Micro USB-B, Micro SD, Micro HDMI, WiFi, Bluetooth
caméra	système	Windows 10, 64 bits / Windows 11	Windows 10, 32 bits
	résolution	2048 x 1536 Pixels	2592 x 1944 Pixels
	flux vidéo (à résolution max.)	10,5 images / seconde	7 images / seconde
	flux vidéo (résol. 640 x 480 pixels)	15 images / seconde	46 images / seconde
	capteur	CMOS 1/2,8"	CMOS 1/2,5"
Tablettes PC avec caméra intégrée		TB3WA	TB5W

- fixation sur les tubes trinoculaires de toute marques, à l'aide de l'objectif de projection inclus ou d'un adaptateur C-Mount focalisable supplémentaire
- solution de maintien unique, rotative et inclinable à 360°, facilement détachable
- caméra numérique fixée à l'arrière de la tablette
- interface USB pour la connexion entre la tablette et la caméra
- logiciel d'acquisition d'images Vision® Lite 2.1 inclus, outil de calibration pour la mesure de dimensions d'objets, système d'exportation des mesures sur fichier Excel, capture d'images en un clic, choix de résolution et modification en direct d'image, système d'annotation sur les images capturées
- livrées avec une mini caméra intégrée à la tablette, un câble USB, un clavier amovible avec pavé tactile et un stylet