

Accessoires pour microscopie

Papier sèche-lame



- aspiration des liquides superflus et séchage des lames porte-objet lors des préparations microscopiques
- sans aucune fibre
- dimensions (Lxl) : 100 x 37 mm
- livré en paquet de 50 feuilles

référence	Prix HT
LMRSL Papiers sèche-lame, les 50 feuilles	

Papier d'essuyage optique




- fibres 100% chanvre de Manille
- papier extrêmement fin : (12 g/m²)
- ne peluche pas

référence	Prix HT
LMRE1 Papiers 135 x 95 mm, les 25	
LMRE2 Papiers 100 x 150 mm, les 100	
LMRE3 Papiers 135 x 170 mm, les 500	

Jeux de préparations microscopiques

- ▶ lames prêtes à l'emploi
- ▶ préparations histologiques, botaniques et zoologiques



- jeu de préparations microscopiques faites main
- coupe transversale, en long ou entière

nb. lames	histo.	bota.	zoo.	réf.	Prix HT
24 lames	●	●	●	JPM01	
25 lames	●	●	●	JPM02	
24 lames	●	●	●	JPM03	
22 lames	●	●	●	JPM04	
25 lames	●	●	●	JPM05	
25 lames	●	●	●	JPM06	
23 lames	●		●	JPM07	
23 lames	●		●	JPM08	
10 lames		●	●	JPM09	
2 lames	●			JPM10	
2 lames		●		JPM11	
2 lames			●	JPM12	

Huile à immersion synthétique



Sans phtalates

- la nouvelle huile à immersion LMR25 ne contient pas de phtalates, elle est spécialement étudiée pour la microscopie et n'est pas collante
- composition : polyphényles < 25 %
- indice de réfraction : 1,518 ± 0,02 à 23°C



référence	Prix HT
CL610993 Huile à immersion, 30 ml	
CL610996 Huile à immersion, 60 ml	

Kit de nettoyage optique

- Kit composé de :
- un liquide de nettoyage optique
 - un pinceau
 - une poire à air
 - tissus optique sans peluches
 - cotons-tiges



référence	Prix HT
XF4203 Kit de nettoyage optique	

Lames micrométriques 76 x 26 mm



référence	Prix HT
LM010 Lame 1 mm divisé par 100, l'unité	
LM020 Lame 2 mm divisé par 200, l'unité	
LM030 Lame 50 mm divisé par 500, l'unité	

Nettoyant optique

- pour verres minéraux et organiques
- ne laissent pas de traces, même sur les surfaces traitées anti-reflet
- en serviettes imprégnées ou en flacon de 50 ml



référence	Prix HT
RN1020 Serviettes imprégnées, les 1000	
RN1025 Nettoyant en lotion, les 50 ml	

Fiole distributrice avec baguette en verre


- pour Histolaque®, baume du Canada, huile à immersion ou produits similaires, contenance environ 30 ml



référence	Prix HT
C18 Fiole distributrice	

Fiole distributrice pour huile à immersion

- ensemble composé d'une fiole intérieure en verre teinté avec capuchon et tige permettant de prélever les gouttes d'huile à immersion et d'une fiole extérieure en verre blanc pour xylène



référence	Prix HT
C17 Fiole distributrice	