

Microscopes EUROMEX® Oxion contraste de phase

1000x



- ▶ objectifs Plan phase
- ▶ garantie 10 ans

accessoires	Réf.	Prix HT
oculaires supplémentaires		
15x/13 mm, l'unité	XF4012	
10x/22 mm micrométrique, l'unité	XF4001	
objectif supplémentaire		
objectif d'alignement contraste phase	XF4004	
pièces de rechange		
lampe LED 3 W	XF4006	
fusibles, les 10	XF4007	

- tête avec tubes Siedentopf inclinés à 30°
- distance interpupillaire réglable de 50 à 75 mm
- réglage de la dioptrie
- revolver porte objectifs 5 places
- 3 ou 4 objectifs Plan contraste de phase IOS
- condenseurs avec anneaux de phase, télescope pour alignement des anneaux et porte filtre, position pour fond clair avec diaphragme à iris
- éclairage NeoLED intensité réglable et éclairage Köhler avec lentille correctrice et diaphragme
- platine XY 150 x 140 mm, mouvements 76 x 50 mm
- platine chauffante avec régulateur PID sur demande
- mise au point par réglage macro et micrométrique coaxial
- système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- alimentation 220V
- dimensions (lxpxh) : 185 x 294 x h454 mm
- livrés avec housse de protection et fusible de rechange



grossis. max	objectifs achromatiques IOS		oculaires WF	condenseur Zernike	éclairage	binoculaire		trinoculaire	
	grossissement	optique				référence	Prix HT	référence	Prix HT
1000x	10x - 20x - 40x - 100x	Plan IOS contraste phase	10x/22 mm	Zernike O.N. max. 1,25/4 anneaux	NeoLED 3W + Köhler	XF4060		XF4065	
	10x - 40x - 100x	Plan IOS contraste phase	10x/22 mm	Zernike O.N. max. 1,25/3 anneaux	NeoLED 3W + Köhler	XF4070		XF4075	

Microscopes EUROMEX® EcoBlue à polarisation

1000x



H-LED

Eclairage H-LED :
LED chaude produisant une
luminosité comparable à l'halogène

- tête inclinée à 45°, rotation 360°
- tête à discussion en option
- oculaire avec pointeur

accessoires	référence	Prix HT
oculaires supplémentaires		
15x/12 mm	XF1502	
10x/18 mm micrométrique	XF1503	
objectifs supplémentaires		
objectif 20x	XF1504	
objectif S60x	XF1505	
objectif S100x	XF1506	
autres accessoires		
tête à discussion	XF9999	

- distance interpupillaire réglable de 48 à 75 mm
- réglage de la dioptrie ±5
- revolver porte objectifs renversé 4 places
- 3 ou 4 objectifs achromatiques Semi Plan
- condenseur avec diaphragme à iris et porte filtre
- éclairage intensité réglable
- statif avec poignée de transport
- mise au point coaxiale macrométrique et micrométrique
- système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- alimentation 100-240V
- livrés avec housse de protection, fusible de rechange, modèles 1000x livrés avec un flacon d'huile à immersion 5 ml
- garantie 5 ans



grossis. max.	objectifs achromatiques		oculaires WF	condenseur Abbe	éclairage	platine ronde		monoculaire	
	grossissement	optique				type	dim.	référence	Prix HT
400x	4x - 10x - 40x	Semi Plan	10x/18 mm	O.N. max. 1,25	H-LED	2 valets	Ø129 mm	XF1520	
600x	4x - 10x - 40x - 60x	Semi Plan	10x/18 mm	O.N. max. 1,25	H-LED	2 valets	Ø129 mm	XF1550	
1000x	4x - 10x - 40x - 100x	Semi Plan	10x/18 mm	O.N. max. 1,25	H-LED	2 valets	Ø129 mm	XF1580	