

Pipette hématologique de précision



- pipette hématologique de précision à fond blanc 0,01 ml (10 mm)
- graduée en 0,001 ml (1 mm³)
- pour électrophorèse et autres usages
- graduations indélébiles
- précision 2%

	référence	Prix HT
Pipette hématologique	PHE	

Pipeteur manuel pour travail sous hotte



- réserve de vide générée manuellement
- corps long facilitant la manipulation sous la hotte
- tête rotative sur 180° et inclinable sur 15°
- compatible pipettes de 1 à 100 ml
- touches d'aspiration et de distribution, filtre hydrophobe
- pompe manuelle : pas d'électricité sous la hotte

	référence	Prix HT
Pipeteur manuel 28 cm	HL2600	


Poire à pipeter de sécurité



- pipeteur à poire géante contrôle très précis l'aspiration et de la distribution
- volume : 1 à 100 ml
- pipetage précis (0,01 ml)
- utilisation simple : presser la poire en silicone, puis contrôler l'aspiration ou la distribution par simple action sur le bouton de commande
- éjection "Blow-out" : évacuation de la dernière goutte
- sécurité totale, robuste et léger
- manchon de pipette en silicone autoclavable

	référence	Prix HT
Pipeteur à poire géante 0,45 µm	PIPKEY20	
Filtres de rechange 0,45 µm	P35001	

Poires à pipeter de sécurité



- volume : 1 à 100 ml
- pipetage précis (à 0,01 ml)
- ergonomie : ambidextre, adaptée aux droitiers ou gauchers
- confortable et utilisation très simple : presser le bulbe en silicone, puis contrôler l'aspiration ou l'éjection par simple action sur le bouton
- éjection "Blow-out" : évacuation de la dernière goutte
- sécurité totale, robuste et léger
- support de pipette en silicone autoclavable
- cônes interchangeables
- pipeteur livré avec un cône blanc, 3 cônes couleur et filtre 0,45 µm

	référence	Prix HT
Pipeteur complet	PIPKEY15C	
Filtres de rechange 0,45 µm	P35001	

Pipeteur Pipkey600



- très léger : 230 g
- facile à manier
- utilisable pour toutes les pipettes graduées ou jaugées jusqu'à 100 ml
- 3 gammes de vitesses pour le prélèvement et la distribution peuvent être sélectionnées en tournant les boutons (rapide 10 ml/s., moyenne 5 ml/s., lente 1 ml/s.)
- dans chaque gamme, la vitesse peut être ajustée de façon plus précise, en appuyant plus ou moins fort sur les boutons
- vanne de sécurité protégeant le pipeteur du trop-plein et de la contamination
- filtre interchangeable (0,8 µm)
- livré avec une batterie 9V rechargeable, un chargeur sur secteur, 5 filtres et un support de table

compatibilité	pipettes 0,1 à 100 ml
longueur / poids	longueur 14 cm / 230 g.
filtre hydrophobe	0,8 µm
alimentation	batterie 9V rechargeable chargeur 220 V / 50 Hz
Pipeteur Pipkey600	GW1200