

Pipettes paille 1 ml stériles

PLASTIQUE
polyéthylène

▶ peuvent être utilisées
avec les pipettes
automatiques

- épaisseur 0,7 mm
- stérilisation par radiation, usage unique
- dimensions :
diamètre intérieur : 3,65 mm
hauteur : 190 mm



	référence	Prix HT
Pipettes paille stériles	L602	les 25

Pipettes Pasteur à tétine

- conformes aux normes ISO 7712
- capacité 2 ml
- usage unique
- en verre sodocalcique conforme à la norme USP Type III
- diamètre interne de la pointe : 1,1 mm
- tétines en caoutchouc naturel ou en silicone à commander séparément



i Transfert de
petites quantités
de liquides.



	référence	Prix HT
Pipettes Pasteur 150 mm	PW4200	les 1000
Pipettes Pasteur 230 mm	PW4201	les 1000
Tétines		
Tétines en silicone	PW4250	les 100
Tétines en caoutchouc naturel	PW4251	les 100


Poires de pipetage



- poires de pipetage en PVC rouge
- orifice Ø 6 mm

volume	diamètre	référence	Prix HT
5 ml	25 mm	ND2210	
8 ml	30 mm	ND2211	
25 ml	42 mm	ND2212	
40 ml	48 mm	ND2213	
89 ml	62 mm	ND2214	
143 ml	72 mm	ND2215	
224 ml	84 mm	ND2216	
347 ml	94 mm	ND2217	

Poire soufflante avec réservoir de régulation



	référence	Prix HT
Poire soufflante, avec réservoir	ND2230	

Poire soufflante avec soupape

i Volume
85 ml.



	référence	Prix HT
Poire soufflante, avec soupape	ND2240	

Tétines de pipetage en silicone ou caoutchouc



- tétines compte-gouttes en silicone ou caoutchouc naturel

vol.	qualité	référence	Prix HT
1,8 ml	caoutchouc naturel	ND2201	les 25
2 ml	caoutchouc naturel/ Styrène-butadiène	ND2203	les 25
2 ml	silicone	ND2202	les 25
5 ml	caoutchouc naturel	ND2206	les 5
10 ml	caoutchouc naturel	ND2207	les 3

Tétines de pipetage en caoutchouc



volume	référence	Prix HT
2 ml	TH2002	les 10
5 ml	TH2005	les 10
10 ml	TH2010	les 10
15 ml	TH2015	les 10