



## Portoires en fil d'acier plastifié



Excellente résistance  
à la température :  
de -223°C à +121°C.



- résistance aux solvants organiques tels que toluène, heptane, xylol, résistance aux substances légèrement acides ou alcalines, excellente résistance à l'abrasion
- emplacements carrés, trois niveaux
- utilisez la couleur pour faciliter le travail au laboratoire et pour la sécurité

| pour tubes : | capacité     | dimensions         | vert      | bleu      | jaune   | orange    | Prix HT  |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|
| Ø 10 à 13 mm | 36 (6 x 6)   | 110 x 103 x h54 mm | F18788130 | F18788131 | -       | -         | 79,50 €  |
|              | 72 (6 x 12)  | 205 x 113 x h64 mm | F187500   | F187501   | F187502 | F187503   |          |
|              | 108 (9 x 12) | 205 x 164 x h64 mm | F187530   | F187531   | -       | F187533   |          |
| Ø 15 à 16 mm | 24 (6 x 4)   | 121 x 89 x h67 mm  | F18788160 | F18788161 | -       | F18788163 |          |
|              | 40 (4 x 10)  | 202 x 92 x h64 mm  | F187540   | F187541   | -       | -         |          |
|              | 48 (4 x 12)  | 241 x 92 x h64 mm  | F187550   | F187551   | F187552 | F187553   |          |
| Ø 16 à 17 mm | 72 (6 x 12)  | 241 x 130 x h64 mm | F187570   | F187571   | F187572 | F187573   |          |
|              | 108 (9 x 12) | 241 x 186 x h64 mm | F187590   | F187591   | F187592 | F187593   | 111,00 € |
|              | 96 (8 x 12)  | 242 x 170 x h64 mm | -         | F187651   | -       | -         | 119,00 € |
| Ø 18 à 20 mm | 20 (5 x 4)   | 110 x 111 x h75 mm | F18788200 | F18788201 | -       | F18788203 |          |
|              | 40 (4 x 10)  | 244 x 110 x h83 mm | F187620   | F187621   | F187622 | F187623   |          |
|              | 80 (8 x 10)  | 244 x 203 x h83 mm | F187640   | F187641   | -       | -         | 111,00 € |
| Ø 20 à 24 mm | 40 (4 x 10)  | 265 x 116 x h83 mm | F187670   | F187671   | -       | -         | 111,00 € |
| Ø 22 à 25 mm | 40 (4 x 10)  | 302 x 249 x h83 mm | F187720   | F187721   | -       | F187723   | 94,90 €  |
|              | 80 (8 x 10)  | 283 x 116 x h83 mm | F187730   | F187731   | -       | -         | 111,00 € |

## Portoires de tubes économiques

- ▶ très résistants
- ▶ livrés à plat, montage rapide, stockage facilité




- pour tubes Ø 13 mm à Ø 30 mm
- emplacements numérotés (lettre + chiffre)
- adaptables dans un bain-marie, ne flottent pas
- en polypropylène, autoclavables
- **économie de place** : livrés à plat, montage immédiat, stockage économique
- **superposables**

**Kartell**

| capacité        | tubes | dimensions    | blanc  | bleu   | rouge  | jaune  | Prix HT |
|-----------------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 90 tubes (6x15) | Ø13mm | 246x105xh57mm | AX1151 | AX1152 | AX1153 | AX1154 | 13,50 € |
| 60 tubes (5x12) | Ø16mm | 246x105xh72mm | AX1166 | AX1167 | AX1168 | AX1169 |         |
| 40 tubes (4x10) | Ø20mm | 246x105xh72mm | AX1171 | AX1172 | AX1173 | AX1174 | 14,10 € |
| 40 tubes (4x10) | Ø25mm | 295x125xh85mm | AX1181 | AX1182 | AX1183 | AX1184 |         |
| 24 tubes (3x8)  | Ø30mm | 300x112xh83mm | AX1196 | AX1197 | AX1198 | AX1199 | 16,90 € |

## Portoires de tubes autoclavables

- ▶ très résistants
- ▶ livrés à plat, montage rapide



- en polypropylène auto-clavables à 121°C
- emplacements numérotés alphanumériques pour l'identification des tubes
- adaptables dans un bain-marie
- **économie de place** : livrés à plat, montage immédiat, stockage économique
- **superposables** : les ergots permettent de superposer parfaitement les portoires

| capacité | pour tubes rangées | dimensions            | blanc   | bleu    | rouge   | Prix HT |
|----------|--------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 90 tubes | Ø 13 mm            | 6 x 15 246x104xh64 mm | F187450 | F187470 | F187460 |         |
| 60 tubes | Ø 16 mm            | 5 x 12 246x104xh64 mm | F187451 | F187471 | F187461 |         |
| 40 tubes | Ø 20 mm            | 4 x 10 246x104xh64 mm | F187452 | F187472 | F187462 |         |
| 24 tubes | Ø 25 mm            | 3 x 8 246x104xh64 mm  | F187453 | F187473 | F187463 |         |
| 21 tubes | Ø 30 à 50 mm       | 3 x 7 246x104xh64 mm  | F187454 | F187474 | F187464 |         |