


Portoires rotatifs combinés tubes et microtubes

- portoires en 4 modules rotatifs
- chaque module s'oriente librement et indépendamment
- pour tubes 50 ml, tubes 15 ml, microtubes ou tubes PCR
- autoclavable à +121°C
- en polypropylène
- une seule face au choix



1 Modèle pour tubes type Falcon® 15 ml et pour microtubes

dimensions : 210 x 110 x 110 mm
capacité par module :
face 1 : 6 tubes 15 ml (type Falcon®)
face 2 : 9 microtubes 1,5 / 2,0 ml
face 3 : 12 microtubes 0,5 / 0,6 ml
face 4 : 32 microtubes PCR 0,2 ml ou
4 barrettes de 8 tubes PCR

	référence	Prix HT
Portoires rotatifs combinés pour microtubes	WH2941 les 4	




2 Modèle pour tubes type Falcon® 15 ml et 50 ml et pour grands tubes

dimensions : 224 x 110 x 110 mm
capacité par module :
face 1 : 2 tubes 50 ml (type Falcon®)
face 2 : 8 tubes 15 ml (type Falcon®)
face 3 : 6 tubes Ø 20 mm
face 4 : 10 tubes Ø10 à 13 mm

	référence	Prix HT
Portoires rotatifs combinés pour grands tubes	WH2940 les 4	

Portoires pour microtubes




- portoires en polypropylène
- **multi-capacité** :
32 microtubes 0,2 ml,
24 microtubes 1,5/2,0 ml
16 microtubes 0,5 ml
- couvercle lisse et transparent,
- repères alphanumériques
- **livrés avec** un portoir complémentaire de format plaque de microtitration pour 96 microtubes 0,2 ml ; ce portoir se clipse à l'emplacement prévu pour les 32 microtubes

coloris	référence	Prix HT
vert	AX1830	
bleu	AX1832	
jaune	AX1834	

Multiportoires polyvalents combinés tubes et microtubes

S'emboîtent sur toutes les faces.



1 portoires forme carrée :

dimensions (lxpxh) : 108 x 113 x h113 mm
capacité par module :
face 1 : 4 tubes 50 ml (type Falcon®)
face 2 : 10 tubes de 15 ml (type Falcon®)
face 3 : 12 tubes Ø 12 x h75/100 mm
face 4 : 16 microtubes 1,5 / 2,0 ml

	référence	Prix HT
Portoires carrés	WH1052 les 5	



2 portoires forme rectangulaire :

dimensions (lxpxh) : 176 x 95 x h48 mm
capacité par module :
face 1 : 4 tubes 50 ml (type Falcon®)
face 2 : 12 tubes 15 ml (type Falcon®)
face 3 : 32 microtubes 1,5 / 2,0 ml
face 4 : 32 microtubes 0,5 ml

	référence	Prix HT
Portoires rectangulaires	WH1062 les 5	