

FLACONS DE PRÉLÈVEMENT

Flacons col large en polyéthylène

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE

- polyéthylène blanc
- couvercle strié à vis rouge
- obturateur blanc translucide

capacité	dimensions	Ø col	pois	référence	Prix HT
150 ml	51 x 51 x h88 mm	Ø 37,0 mm	15 g	AX42060	
250 ml	58 x 58 x h103 mm	Ø 37,0 mm	21 g	AX42061	
500 ml	77 x 77 x h116 mm	Ø 50,5 mm	35 g	AX42062	
1000 ml	96 x 75 x h112 mm	Ø 50,5 mm	62 g	AX42063	

Seaux carrés à couvercle en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- en polypropylène blanc opaque
- couvercle hermétique à fermeture à pression, languette cassable d'inviolabilité
- anse en matière plastique blanche
- compatibles contact alimentaire
- couvercle avec creux spécial pour empilage stable et peu encombrant



capacité	dimensions	référence	Prix HT
3,5 litres	199 x 199 x h126 mm	AX22275	les 60

Pots tronconiques 100 à 1000 ml

PLASTIQUE
polyéthylène

modèle 1 litre
avec couvercle
hermétique

capacité	Ø col	Ø corps x h	référence	Prix HT
100 ml	Ø55mm	40x h58mm	AX2231	les 100
230 ml	Ø70mm	55x h78mm	AX2232	les 100
1000 ml	Ø120mm	90xh132mm	AX2235	les 10
pots tronconiques avec couvercle				
1000 ml	Ø120mm	90xh132mm	AX2236	les 5

Pots à couvercle en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- pots en PP blanc opaque
- couvercle scellé
- anse plastique blanche
- autoclavables
- compatibles contact alimentaire
- livrés avec couvercles séparés



capacité	dim. (Ø int. col / Ø base x h)	anse	référence	Prix HT
250 ml	Ø 84 / 79 x h61 mm	-	AX2240	l'unité
550 ml	Ø 107 / 98 x h79 mm	-	AX2241	l'unité
1000 ml	Ø 107 / 94 x h144 mm	-	AX2242	l'unité
1560 ml	Ø 135 / 118 x h138 mm	anse	AX2243	l'unité

Seaux à couvercle hermétique en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- en polypropylène blanc
- couvercle à fermeture hermétique
- anse en matière plastique blanche
- compatibles contact alimentaire
- seau et couvercle livrés séparément

capacité	dimensions	référence		Prix HT	
		à l'unité	grandes quantités		
1 litre	Ø 132 x h121 mm	-	AX22291	les 200	
3 litres	Ø 200 x h138 mm	AX22282	l'unité	AX22292	les 190
3,8 litres	Ø 200 x h176 mm	-	AX22293	les 190	
4,6 litres	Ø 226 x h156 mm	AX22283	l'unité	-	
5,6 litres	Ø 211 x h194 mm	AX22284	l'unité	AX22294	les 160
10,7 litres	Ø 251 x h263 mm	AX22285	l'unité	AX22295	les 60

