

Spectrophotomètres Jenway® 63
VISibles et UV / VISibles

► pour cuves 10 x 10 mm
ou tubes Ø 12,7 mm

- large affichage de la longueur d'onde, de la mesure et du type de mesure
- réseau 1200 lignes / mm
- autocalibration à l'allumage
- clavier tactile et menu intuitif simple
- grand compartiment échantillon pouvant accepter de nombreux accessoires
- alimentation : 230 V - 50 W
- garantie 3 ans
- JY6300 et JY6305 livrés avec logiciel, lot de 100 cuves à usage unique, porte cuve standard pour cuves 10 x 10 mm
- JY6302 couvercle surélevé pour des tubes jusqu'à 105 mm de haut, livré avec un porte cuve double pour cuves 10 x 10 mm et tubes de Ø 12,7 mm



- Modes de mesure :**
- Absorbance
 - Transmittance
 - Concentration
 - Facteur

	VIVisible	VIVisible	UV / VISible
gamme spectrale	320 à 1000 nm	320 à 1000 nm	198 à 1000 nm
bande passante	8 nm	8 nm	6 nm
précision	±2 nm	±2 nm	±2 nm
absorbance	- 0,3 à 1,999 A (±0,1% A)	- 0,3 à 1,999 A (±0,1% A)	- 0,3 à 1,999 A (±0,1% A)
transmittance	0 à 199,9 % T (±1% T)	0 à 199,9 % T (±1% T)	0 à 199,9 % T (±1% T)
concentration	- 300 à 1999 C ±1 C	- 300 à 1999 C ±1 C	- 300 à 1999 C ±1 C
facteur	0 à 199,9 / 1000 à 9999	0 à 199,9 / 1000 à 9999	0 à 199,9 / 1000 à 9999
lampe	lampe tungstène	lampe tungstène	lampe xénon
lumière parasite	<0,5 % T	<0,5 % T	<0,5 % T
interface	RS232 + analogiques	RS232 + analogiques	RS232 + analogiques
cuves spectro, tubes	cuves 10 x 10 mm	cuves 10 x 10 mm tubes Ø 12,7 x h105 mm	cuves 10 x 10 mm
dimensions (lxpxh) / poids	365 x 272 x h160 mm / 6kg	365 x 272 x h160 mm / 6kg	365 x 272 x h160 mm / 6kg
Spectrophotomètres	JY6300	JY6302	JY6305
chambres avec support de cuve au choix			
chambre avec support de cuve 10 x 10 mm	1 SUV6720	SUV6720	SUV6720
chambre avec support de cuve 10 x 100 mm	2 SUV6721	SUV6721	SUV6721
chambre sup. cuve 10x10mm et tubes Ø 16 et 24 mm	3 SUV6722	-	SUV6722
autres accessoires			
logiciel pilotage et acquisition de données	livré	JY5051	livré
convertisseur sortie RS232 en USB	JY3755	JY3755	JY3755
housses de protection	JY6328	JY6328	JY6328
imprimante, rouleau papier, ruban encreur	JY5431	JY5431	JY5431
rouleau papier	JY6287	JY6287	JY6287
ruban encreur	JY6288	JY6288	JY6288