

Thermomètres de précision selon normes DIN

SANS MERCURE

- thermomètres à liquide neutre rouge ou gallium
- échelle encapsulée
- immersion totale
- conformes aux normes DIN 12778 ou DIN 12775 (selon modèle)



gamme	grad.	normes	dimensions	référence	Prix HT
capillaire avec liquide mouillant neutre					
-10 à +100°C	1 °C	DIN 12778	Ø8,5 x 305 mm	AT4302	
-10 à +150°C	1 °C	DIN 12778	Ø8,5 x 305 mm	AT4304	
-10 à +250°C	1 °C	DIN 12778	Ø9,0 x 350 mm	AT4308	
-10 à +100°C	0,5°C	DIN 12775	Ø8,0 x 270 mm	AT4324	
-10 à +150°C	0,5°C	DIN 12775	Ø9,0 x 350 mm	AT4326	
-10 à +200°C	0,5°C	DIN 12775	Ø9,0 x 400 mm	AT4328	
-10 à +250°C	0,5°C	DIN 12775	Ø9,0 x 420 mm	AT4330	
-10 à +50°C	0,1°C	-	Ø9,5 x 420 mm	AT4394	
0 à +100°C	0,1°C	-	Ø9,5 x 550 mm	AT4344	
0 à +50°C	0,1°C	-	Ø9,5 x 420 mm	AT4332	
capillaire avec gallium					
-10 à +360°C	1 °C	DIN 12778	Ø9,0 x 380 mm	AT4310	
-10 à +360°C	0,5°C	DIN 12775	Ø9,5 x 480 mm	AT4315	

Thermomètres écologiques

SANS MERCURE

- thermomètres de précision avec liquide vert écologique
- marquage des graduations en colorant biodégradables
- échelle encapsulée
- fond transparent ou blanc selon modèle
- immersion 76 mm



gamme	grad.	diamètre	longueur	référence	Prix HT
thermomètre transparent					
-10 à +110°C	1 °C	Ø 7/8 mm	300 mm	AT4574	
-10 à +110°C	0,5°C	Ø 7/8 mm	300 mm	AT4576	
-10 à +150°C	1 °C	Ø 7/8 mm	300 mm	AT4578	
-10 à +250°C	2 °C	Ø 7/8 mm	300 mm	AT4580	
-10 à +360°C	2 °C	Ø 7/8 mm	300 mm	AT4582	
thermomètre fond blanc					
-10 à +110°C	1 °C	Ø 5,5/6,5 mm	300 mm	AT4588	
-10 à +110°C	0,5°C	Ø 5,5/6,5 mm	300 mm	AT4592	
-10 à +150°C	1 °C	Ø 5,5/6,5 mm	300 mm	AT4596	
-10 à +250°C	2 °C	Ø 5,5/6,5 mm	300 mm	AT4594	
-10 à +360°C	2 °C	Ø 5,5/6,5 mm	300 mm	AT4598	

Thermomètres de sécurité entièrement gainés PTFE

SANS MERCURE



La meilleure sécurité en cas de casse grâce à un tube transparent en PTFE, encapsulant entièrement le thermomètre.

- **sécurité totale** : tube transparent en PTFE encapsulant entièrement le thermomètre : empêche toute fuite du liquide de remplissage en cas de casse du thermomètre
- échelle encapsulée
- capillaire à reflet bleu
- immersion totale



gamme	grad.	diamètre	longueur	référence	Prix HT
capillaire avec liquide mouillant neutre					
0 à +100°C	1°C	Ø 8/9 mm	305 mm	AT4402	
0 à +150°C	1°C	Ø 8/9 mm	305 mm	AT4404	
0 à +200°C	1°C	Ø 8/9 mm	305 mm	AT4406	
-30 à +50°C	1°C	Ø 7/8 mm	260 mm	AT4400	
-5 à +100°C	0,2°C	Ø 8/9 mm	420 mm	AT4448	
-10 à +50°C	0,1°C	Ø 8/9 mm	420 mm	AT4494	
-10 à +100°C	1°C	Ø 7/8 mm	260 mm	AT4446	
-10 à +100°C	0,5°C	Ø 8/9 mm	270 mm	AT4424	
-10 à +150°C	1°C	Ø 7/8 mm	260 mm	AT4410	
-10 à +200°C	1°C	Ø 7/8 mm	300 mm	AT4414	

Thermomètres de poche

Étalonnage COFRAC

Les thermomètres en verre peuvent être livrés avec un certificat d'étalonnage COFRAC ou rattaché COFRAC (suivant modèle) : voir page 1268.

SANS MERCURE

- ▶ de la taille d'un stylo, tiennent dans la poche
- ▶ livrés avec étui de rangement

- capuchon avec fermeture à baïonnette
- immersion totale
- liquide neutre **rouge** / **bleu**
- échelle encapsulée



gamme	grad.	Ø x L	liquide	référence	Prix HT
-35 à +50°C	1°C	Ø 11,5 x 145 mm	rouge	AT15400	
-10 à +100°C	1°C	Ø 11,5 x 145 mm	rouge	AT15404	
-10 à +250°C	2°C	Ø 11,5 x 145 mm	bleu	AT15412	