

Tubes en verre borosilicaté 5.1

VERRE
borosilicaté 5.1

Tubes fond rond
bord droit



Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
6 mm	50 mm	0,55 mm	KM1710 les 1000	
10 mm	75 mm	0,55 mm	KM1711 les 1000	
12 mm	75 mm	0,55 mm	KM1712 les 1000	
13 mm	100 mm	0,55 mm	KM1713 les 1000	
16 mm	100 mm	0,65 mm	KM1714 les 1000	
16 mm	125 mm	0,65 mm	KM1715 les 1000	
16 mm	150 mm	0,65 mm	KM1716 les 1000	
18 mm	150 mm	0,85 mm	KM1717 les 500	
20 mm	150 mm	0,85 mm	KM1718 les 500	
25 mm	150 mm	0,85 mm	KM1719 les 500	

VERRE
borosilicaté 5.1

Tubes fond rond
bord évasé



Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
8 mm	70 mm	0,45 mm	KM1310 les 100	
10 mm	75 mm	0,45 mm	KM1311 les 100	
12 mm	75 mm	0,45 mm	KM1312 les 100	
10 mm	100 mm	0,45 mm	KM1313 les 100	
12 mm	100 mm	0,45 mm	KM1314 les 100	
16 mm	100 mm	0,55 mm	KM1315 les 100	
14 mm	130 mm	0,45 mm	KM1316 les 100	
16 mm	130 mm	0,55 mm	KM1317 les 100	
20 mm	150 mm	0,55 mm	KM1318 les 100	
25 mm	150 mm	0,65 mm	KM1319 les 50	
16 mm	160 mm	0,55 mm	KM1320 les 100	
18 mm	180 mm	0,55 mm	KM1321 les 100	
20 mm	180 mm	0,55 mm	KM1322 les 100	
25 mm	200 mm	0,65 mm	KM1323 les 50	
30 mm	200 mm	0,75 mm	KM1324 les 50	

Tubes en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3

Tubes fond rond
bord droit



Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
10 mm	75 mm	0,95 mm	KM1410 les 100	
12 mm	75 mm	0,95 mm	KM1411 les 100	
10 mm	100 mm	0,85 mm	KM1412 les 100	
12 mm	100 mm	1,15 mm	KM1413 les 100	
16 mm	100 mm	1,15 mm	KM1414 les 100	
14 mm	130 mm	0,85 mm	KM1415 les 100	
16 mm	130 mm	1,15 mm	KM1416 les 100	
20 mm	150 mm	1,15 mm	KM1417 les 100	
25 mm	150 mm	1,15 mm	KM1418 les 50	
16 mm	160 mm	1,15 mm	KM1419 les 100	
18 mm	180 mm	1,15 mm	KM1420 les 100	
20 mm	180 mm	1,15 mm	KM1421 les 100	
25 mm	200 mm	1,15 mm	KM1422 les 50	
30 mm	200 mm	1,15 mm	KM1423 les 50	

VERRE
borosilicaté 3.3

Tubes fond rond
bord évasé



Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
10 mm	75 mm	0,95 mm	KM1510 les 100	
12 mm	75 mm	0,95 mm	KM1511 les 100	
10 mm	100 mm	0,95 mm	KM1512 les 100	
12 mm	100 mm	0,95 mm	KM1513 les 100	
14 mm	130 mm	0,95 mm	KM1514 les 100	
16 mm	130 mm	1,15 mm	KM1515 les 100	
20 mm	150 mm	1,15 mm	KM1516 les 100	
25 mm	150 mm	1,15 mm	KM1517 les 50	
16 mm	160 mm	1,15 mm	KM1518 les 100	
18 mm	180 mm	1,15 mm	KM1519 les 100	
20 mm	180 mm	1,15 mm	KM1520 les 100	
25 mm	200 mm	1,15 mm	KM1521 les 50	
30 mm	200 mm	1,15 mm	KM1522 les 50	