

Agitateurs magnétiques chauffants avec plaque céramique

capacité max.
15 litres

temp. max.
+ 450°C

plaque	céramique
gamme température	450°C
puissance de chauffe	500 W
dimensions plaque	150 x 150 mm
zone chauffée	120 x 120 mm
capacité d'agitation	15 litres
affichage	échelle de LEDs colorées ou affichage digital, selon modèle
protection IP	IP32
vitesse	100 à 1500 tr/min
dimensions appareil	180 x 255 x h122 mm / 3,1 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur chauffant	YB1720 1
Agitateur digital chauffant	YB1730 2
tige statif Ø12,7 x 600 mm	YB1601
contrôleur de température	YB1101



1
échelle de LEDs



2
affichage digital

- plaque en céramique blanche : grande résistance chimique, facilite le repérage des virages d'indicateurs colorés lors des titrations
- ne rouille pas, ne se corrodent pas
- excellente transmission thermique : montée en température rapide et chauffage précis
- voyant de sécurité "plaque chaude" clignotant dès que la température dépasse +50°C, même lorsque l'appareil

- est éteint
- design anti-éclaboussures : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière du châssis
- exactitude de la régulation avec sonde externe $\pm 0,5^\circ\text{C}$ en option
- livrés avec 2 barreaux magnétiques Ø 2 x 25 mm en PTFE

Agitateurs magnétiques chauffants avec plaque aluminium / silicium

capacité max.
15 litres

temp. max.
+ 325°C

plaque	aluminium / silicium
gamme température	325°C
puissance de chauffe	700 W
dimensions plaque	150 x 150 mm
zone chauffée	150 x 150 mm
capacité d'agitation	15 litres
affichage	échelle de LEDs colorées ou affichage digital, selon modèle
protection IP	IP32
vitesse	100 à 1500 tr/min
dimensions appareil	180 x 255 x h122 mm / 3,1 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur chauffant	YB1725 1
Agitateur digital chauffant	YB1735 2
tige statif Ø12,7 x 600 mm	YB1601
contrôleur de température	YB1101



1
échelle de LEDs



2
affichage digital

- plaque en alliage aluminium/silicium : robuste, très bonne conductivité thermique, chauffage rapide, distribution uniforme de la température
- ne rouillent pas, ne se corrodent pas
- excellente transmission thermique : montée en température rapide et chauffage précis
- voyant de sécurité "plaque chaude" : clignote dès que la température dépasse +50°C, même lorsque l'appareil

- est éteint
- design anti-éclaboussures : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière du châssis
- exactitude de la régulation avec sonde externe $\pm 0,5^\circ\text{C}$ en option
- livrés avec 2 barreaux magnétiques Ø 2 x 25 mm en PTFE