

Boîte rectangle en styrène-acrylonitrile

VITLAB 



- en styrène-acrylonitrile (SAN) aussi transparent que le verre
- fond plat à l'intérieur, avec bord renforcé à l'extérieur pour un positionnement stable
- couvercle cloche
- conservation à l'abri de la poussière de petit matériel, d'instruments et d'ustensiles
- dim. (LxIxh) : 340 x 230 x h94 mm
- capacité 4 litres

référence	Prix HT
RS3445 Boîte rectangle en SAN	

Boîtes hermétiques en polypropylène

Gilac



- boîtes transparente en PP
- couvercle blanc en polyéthylène LDPE souple et étanche
- HACCP
- coloris blanc

capacité		dim. ext. (LxIxh)		
0,6 litre	carrée	110 x 110 x h75 mm	0,08 kg	GL2900
1,2 litre	rectangle	215 x 110 x h75 mm	0,13 kg	GL2901
2,5 litres	carrée	220 x 220 x h75 mm	0,28 kg	GL2902