

### Boîtes cryogéniques -100°C en carton



- pour 100 (10x10) cryotubes et microtubes
- en carton hydrophobe résistant à la congélation jusqu'à -100°C
- compartiments intérieurs assemblés
- repères alphanumériques
- base et couvercle imprimés
- 150 x 150 x 55 mm

| référence                                  | Prix HT |
|--------------------------------------------|---------|
| <b>SPE3094</b> Boîtes cryogéniques, les 10 |         |

### Flacons réservoirs pour distributeurs répétitifs



- en verre borosilicaté ambré
- ouverture pour le remplissage avec bouchon à vis : permettent le remplissage sans retirer le distributeur
- forme large, excellente stabilité

| référence                                 | Prix HT |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>SJ1020</b> Flacon réservoir 1,4 litres |         |
| <b>SJ1022</b> Flacon réservoir 2,5 litres |         |

### Lames n°23 en acier carbone



lot périmé  
emballage neuf,  
sous cellophane

- lames chirurgicales n°23
- non stériles
- en acier carbone
- vendues par lots de 100 (20 paquets de 5)

|                                     | Prix HT |
|-------------------------------------|---------|
| <b>LT2222SM</b> Lames n°23, les 100 |         |