





Tiges forme éventail en PTFE



- tige en acier inox gainé de PTFE
- pale en forme d'éventail, en PTFE
- le mélange est soutiré par le bas
- pour récipients à col étroit

tige (Ø x L)	Ø pale	pour col	référence	Prix HT
Ø 6,5 x 300 mm	Ø 24 mm	29/32	BA3210	
Ø 6,5 x 300 mm	Ø 38 mm	45/40	BA3211	
Ø 6,5 x 450 mm	Ø 38 mm	45/40	BA3212	
Ø 8 x 450 mm	Ø 53 mm	60/46	BA3213	
Ø 8 x 600 mm	Ø 53 mm	60/46	BA3214	



Tiges à disque en PTFE



- tige en acier inox gainé de PTFE
- pale discoïde à six rayons, en PTFE
- aspiration axiale du mélange, fort écoulement radial
- idéal pour aérer les liquides.

tige (Ø x L)	Ø pale	pour col	référence	Prix HT
Ø 4 x 350 mm	Ø 25 mm	29/32	BA3220	
Ø 4 x 350 mm	Ø 38 mm	45/40	BA3221	
Ø 4 x 450 mm	Ø 38 mm	45/40	BA3222	
Ø 4 x 600 mm	Ø 38 mm	45/40	BA3223	
Ø 8 x 350 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm	BA3224	
Ø 8 x 600 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm	BA3225	
Ø 8 x 350 mm	Ø 75 mm	Ø 100 mm	BA3226	
Ø 8 x 600 mm	Ø 75 mm	Ø 100 mm	BA3227	
Ø 8 x 600 mm	Ø 140 mm	Ø 150 mm	BA3228	
Ø 8 x 1000 mm	Ø 140 mm	Ø 150 mm	BA3229	
Ø 8 x 1000 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	BA3230	
Ø 14 x 1200 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	BA3231	


Tiges à double impulsion en PTFE



- tige en acier inox gainé de PTFE
- deux pales disposées en croix, en PTFE
- la palette supérieure est fixée au moyen de vis de serrage en plastique
- idéales pour les liquides visqueux

tige (Ø x L)	Ø pale	inter-pales	référence	Prix HT
Ø 8 x 600 mm	Ø 140 mm	150 mm	BA3240	
Ø 14 x 800 mm	Ø 140 mm	150 mm	BA3241	
Ø 14 x 1200 mm	Ø 240 mm	300 mm	BA3242	

Tiges pour tubes en PTFE



- tige en acier inox gainé de PTFE
- lame en PTFE avec quatre pagaies rondes
- pour tubes à essai à fond rond et récipients à faible niveau de remplissage

tige (Ø x L)	Ø pale	référence	Prix HT
Ø 2,5 x 120 mm	Ø 8 mm	BA3270	
Ø 2,5 x 180 mm	Ø 12 mm	BA3271	
Ø 3 x 200 mm	Ø 14 mm	BA3272	
Ø 3 x 200 mm	Ø 16 mm	BA3273	