

Bouchons à vis filetage GL



- en PBT rouge
- résistant aux températures jusqu'à 180°C
- joint en silicone revêtu de PTFE

filetage	référence	Prix HT
GL14	EZ3610	les 10
GL18	EZ3611	les 10
GL25	EZ3612	les 10
GL32	EZ3613	les 10
GL45	EZ3614	les 10

Bouchons à vis GL avec ouverture



- en PBT rouge
- résistant aux températures jusqu'à 180°C

filetage	Ø int.	référence	Prix HT
GL14	9,5 mm	EZ3620	les 10
GL18	11,0 mm	EZ3621	les 10
GL25	15,0 mm	EZ3622	les 10
GL32	20,0 mm	EZ3623	les 10
GL45	34,0 mm	EZ3624	les 10

Raccords à vis filetages GL



- pour le raccordement souple de deux filetages GL
- en PBT rouge
- résistant aux températures jusqu'à 180°C

filetage	référence	Prix HT
GL14	EZ3630	l'unité
GL18	EZ3631	l'unité
GL25	EZ3632	l'unité
GL32	EZ3633	l'unité

Bagues d'étanchéité en silicone



- pour les bouchons à vis avec ouverture
- en silicone avec face en PTFE collée

filetage	Ø int. / ext.	réf.	Prix HT
filetage GL14			
GL14	6/12 mm	EZ3640	les 10
filetage GL18			
GL18	6/16 mm	EZ3641	les 10
GL18	8/16 mm	EZ3642	les 10
GL18	10/22 mm	EZ3643	les 10
filetage GL25			
GL25	8/22 mm	EZ3644	les 10
GL25	10/22 mm	EZ3645	les 10
GL25	12/29 mm	EZ3646	les 10
filetage GL32			
GL32	10/29 mm	EZ3647	les 10
GL32	12/29 mm	EZ3648	les 10
GL32	14/29 mm	EZ3649	les 10
GL32	16/29 mm	EZ3650	les 10
GL32	18/29 mm	EZ3651	les 10
filetage GL45			
GL45	26/42 mm	EZ3652	les 10
GL45	32/42 mm	EZ3653	les 10

Raccords droits en polypropylène



- en polypropylène
- pour bouchons à vis avec ouverture

filetage	référence	Prix HT
GL14	EZ3662	les 10
GL18	EZ3664	les 10

Raccords coudés en polypropylène



- en polypropylène
- pour bouchons à vis avec ouverture

filetage	référence	Prix HT
GL14	EZ3666	les 10
GL18	EZ3668	les 10

Joints-septum en silicone



- pour bouchons à vis avec ouverture
- en silicone

Ø ext	filetage	épaisseur	référence	Prix HT
12 mm	GL14	2 mm	EZ3670	les 100
16 mm	GL18	2 mm	EZ3671	les 100
22 mm	GL25	2 mm	EZ3672	les 100
29 mm	GL32	2 mm	EZ3673	les 100
42 mm	GL45	3 mm	EZ3674	les 100