


## Réservoirs cryogéniques avec canisters Gamme GT - longue autonomie



- ▶ stockage d'échantillons en cryotubes et paillettes
- ▶ dispositif médical de Classe IIa selon directive 93/42/CEE
- ▶ livrés avec canisters 1 ou 2 niveaux



- col étroit favorisant l'autonomie
- en aluminium : léger et résistant
- livrés avec canisters en acier inox ou en polycarbonate, suivant modèle, avec code couleur d'identification
- capot de sécurité anti-flottaison des paillettes dans les réservoirs équipés de canisters en polycarbonate
- garantie du vide pendant 6 ans
- couvercle cadénassable, cadenas non fourni

modèle	GT 3	GT 9	GT 11	GT 21	GT 35
<b>capacité utile</b>	3,73 litres	9,51 litres	12,4 litres	21,6 litres	33,8 litres
<b>autonomie statique</b>	33 jours	73 jours	124 jours	216 jours	307 jours
<b>perte statique</b>	0,13 litre / jour	0,13 litre / jour	0,10 litre / jour	0,10 litre / jour	0,11 litre / jour
<b>dim ext réservoir (Ø x h mm)</b>	Ø 248 x h 405 mm	Ø 358 x h 450 mm	Ø 308 x h 630 mm	Ø 388 x h 660 mm	Ø 468 x h 660 mm
<b>Ø col (mm)</b>	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
<b>poids sans canister à vide / à plein</b>	4,5 / 7,5 kg	8,2 / 15,7 kg	9 / 19 kg	13 / 30,4 kg	15 / 43 kg
<b>transport</b>	1 anse	1 anse	1 anse	2 poignées	2 poignées
<b>capacité max. de stockage</b>	<b>canisters</b>	<b>nombre</b> 6 canisters	6 canisters	6 canisters	6 canisters
	<b>dim. ext (mm)</b>	Ø 38 x h 120 mm	Ø 38 x h 120 mm	Ø 38 x h 120 / 280 mm	Ø 38 x h 120 / 280 mm
	<b>niveaux</b>	1 niveau	1 niveau	1 ou 2 niveaux	1 ou 2 niveaux
	<b>matériau</b>	polycarbonate ou inox	polycarbonate ou inox	polycarbonate ou inox	polycarbonate ou inox
<b>paillettes</b> <small>(1) en canisters, 1 niveau (2) en gobelets, 2 niveaux</small>	<b>0,25 ml</b>	1 200 paillettes <sup>(1)</sup>	1 200 paillettes <sup>(1)</sup>	1 200 <sup>(1)</sup> / 2 400 <sup>(2)</sup> paillettes	1 200 <sup>(1)</sup> / 2 400 <sup>(2)</sup> paillettes
	<b>0,50 ml</b>	564 paillettes <sup>(1)</sup>	564 paillettes <sup>(1)</sup>	564 <sup>(1)</sup> / 1 128 <sup>(2)</sup> paillettes	564 <sup>(1)</sup> / 1 128 <sup>(2)</sup> paillettes
	<b>CBS 0,3 et 0,5 ml</b>	450 paillettes <sup>(1)</sup>	450 paillettes <sup>(1)</sup>	450 <sup>(1)</sup> / 900 <sup>(2)</sup> paillettes	450 <sup>(1)</sup> / 900 <sup>(2)</sup> paillettes
<b>cryotubes, sur cryocanes, dans canisters 2 niveaux</b>	<b>2 ml / 5 ml</b>	-	-	180 tubes	180 tubes
<b>Réservoirs + 6 canisters polycarbonate 1 niveau</b>	LA2003	LA2009	LA2011	LA2021	LA2035
<b>Réservoirs + 6 canisters inox 1 niveau</b>	LA2004	LA2010	LA2012	LA2022	LA2036
<b>Réservoirs + 6 canisters polycarbonate 2 niveaux</b>	-	-	LA2014	LA2024	LA2038
<b>Réservoirs + 6 canisters inox 2 niveaux</b>	-	-	LA2013	LA2023	LA2037
<b>accessoires</b>					
<b>gobelets Ø 35 mm, les 20</b>	LA1903	LA1903	LA1903	LA1903	LA1903
<b>cryocanes 6 tubes 2 ml ou 3 tubes 5 ml, les 10</b>	-	-	LA1904	LA1904	LA1904
<b>tirette pour canister 2 niveaux</b>	-	-	LA1905	LA1905	LA1905
<b>règlette 65mm indicateur de niveau</b>	LA1911	LA1911	LA1911	LA1911	LA1911
<b>embase à roulettes</b>	-	-	-	LA1901	LA1901
<b>kit de serrage pour embase à roulettes</b>	-	-	-	LA1902	LA1902
<b>canisters supplémentaires</b>					
<b>canisters polycarbonate 1 niveau, les 6</b>	LA1913	LA1914	LA1915	LA1915	LA1915
<b>canisters polycarbonate 2 niveaux, les 6</b>	-	-	LA1916	LA1916	LA1916
<b>canisters inox 1 niveau, les 6</b>	LA1917	LA1918	LA1919	LA1919	LA1919
<b>canisters inox 2 niveaux, les 6</b>	-	-	LA1920	LA1920	LA1920