


## Réservoirs cryogéniques avec canisters

### Gamme GT - large capacité

- ▶ stockage d'échantillons en cryotubes et paillettes
- ▶ dispositif médical de Classe IIa selon directive 93/42/CEE
- ▶ livrés avec canisters 1 ou 2 niveaux, suivant modèle



- col large favorisant la quantité de stockage
- en aluminium : léger et résistant
- livrés avec canisters en acier inox, avec code couleur d'identification

- garantie du vide pendant 6 ans
- couvercle cadénassable, cadenas non fourni
- modèle CRYONEMO avec indicateur de température et de niveau

modèle		GT 26	GT 38	GT 40	GT 40 CRYONEMO	
capacité utile		27,2 litres	37,3 litres	43,4 litres	43,4 litres	
autonomie statique		80 jours	233 jours	144 jours	144 jours	
perte statique		0,34 litre / jour	0,16 litre / jour	0,30 litre / jour	0,29 litre / jour	
dim ext réservoir (Ø x h mm)		Ø 468 x h 460 mm	Ø 468 x h 715 mm	Ø 468 x h 710 mm	Ø 468 x h 970 mm	
Ø col (mm)		Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	
poids sans canister à vide / à plein		14,8 / 36 kg	19 / 49 kg	24 / 57 kg	33 / 66 kg	
transport		2 poignées	2 poignées	2 poignées	2 poignées	
capacité max. de stockage	canisters	nombre	9 canisters	6 canisters	10 canisters	10 canisters
		dim. ext (mm)	Ø67 x h 110 mm	Ø67 x h 280 mm	Ø73 x h 280 mm	Ø73 x h 280 mm
	paillettes en gobelet standard / marguerite	niveaux	1 niveau	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux
		0,25 ml	7 380 / 4 860 paillettes	9 840 / 6 480 paillettes	16 400 / 10 800 paillettes	16 400 / 10 800 paillettes
		0,50 ml	3 285 / 2 160 paillettes	4 380 / 2 880 paillettes	7 300 / 4 800 paillettes	7 300 / 4 800 paillettes
cryotubes, sur cryocanes, dans canisters 2 niveaux	CBS 0,3 et 0,5 ml	2 025 / 1 512 paillettes	2 700 / 2 016 paillettes	4 500 / 3 360 paillettes	4 500 / 3 360 paillettes	
	2 ml / 5 ml	-	612 / 306 tubes	1 200 / 600 tubes	1 200 / 600 tubes	
Réservoirs avec canisters inox		LA3026 <b>1</b>	LA3038 <b>2</b>	LA3040 <b>3</b>	LA3041 <b>4</b>	
accessoires						
gobelets standards Ø 65 mm, les 20		LA1921	LA1921	LA1921	LA1921	
gobelets "marguerite" Ø 65 mm, avec bouchon les 5		LA1922	LA1922	LA1922	LA1922	
gobelets percés avec bouchon Ø 65 mm, les 10		LA1923	LA1923	LA1923	LA1923	
cryocanes 6 tubes 2 ml ou 3 tubes 5 ml, les 10		-	LA1904	LA1904	LA1904	
tirette pour canister 2 niveaux		-	LA1905	LA1905	LA1905	
réglette 65mm indicateur de niveau		LA1911	LA1911	LA1911	LA1911	
canisters inox supplémentaire, l'unité		LA1929	LA1930	LA1931	LA1931	
embase à roulettes		LA1901	LA1901	LA1901	LA1901	
kit de serrage pour embase à roulettes		LA1902	LA1902	LA1902	LA1902	