



Réservoirs cryogéniques

Gamme ARPEGE - longue autonomie stockage en racks, en phase liquide

- ▶ stockage d'échantillons en cryotubes, paillettes et poches
- ▶ dispositif médical de Classe IIa selon directive 93/42/CEE



- stockage en phase liquide : les échantillons sont stockés immergés dans l'azote liquide
- col étroit favorisant l'autonomie
- en aluminium : léger et résistant
- 2 poignées
- les racks sont tous équipés de clips individuels de blocage des boîtes et des tiroirs
- 4 versions de réservoirs : SIMPLE, INITIAL, ESSENTIAL et ESSENTIAL+
- garantie du vide pendant 6 ans

SIMPLE	INITIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL+
			
	Idem SIMPLE + CRYONEMO	Idem INITIAL	Idem ESSENTIAL
Réservoir sans électronique	+ Indicateur de niveau + indicateur de T°C + option serveur + sorties 4-20 mA et RS485 pour reports	+ kit de remplissage automatique (connecteur LN2)	+ kit de dégazage



modèle	ARPEGE 40 LIQUIDE	ARPEGE 70 LIQUIDE	ARPEGE 110 LIQUIDE	ARPEGE 140 LIQUIDE	ARPEGE 170 LIQUIDE	
capacité utile	43,4 litres	73,5 litres	117 litres	146 litres	174 litres	
autonomie statique	144 jours	105 jours	156 jours	194 jours	217 jours	
perte statique	0,3 litre / jour	0,7 litre / jour	0,75 litre / jour	0,75 litre / jour	0,8 litre / jour	
dim ext réservoir Ø x h sans/avec électronique	Ø467 x h 735/970 mm	Ø586 x h 738/921 mm	Ø586 x h 962/1 145 mm	Ø683 x h 911/1 094 mm	Ø683 x h 1 028/1 211 mm	
Ø col (mm)	Ø 120 mm	Ø 215 mm	Ø 215 mm	Ø 215 mm	Ø 215 mm	
pois sans équipement à vide / à plein	25 / 57 kg	33 / 91 kg	40 / 134 kg	40 / 156 kg	56 / 195 kg	
capacité max. de stockage	paillettes 0,25 ml	-	14 960 paillettes	22 440 paillettes	33 660 paillettes	44 880 paillettes
	en visotubes Ø12 mm, 0,50 ml	-	5 440 paillettes	8 160 paillettes	12 240 paillettes	16 320 paillettes
	sur rack à tiroirs CBS 0,3 et 0,5 ml	-	4 760 paillettes	7 140 paillettes	10 710 paillettes	14 280 paillettes
	cryotubes, 2 ml (en cryoboîtes 133x133x51cm)	750 tubes	2 000 tubes	3 600 tubes	4 800 tubes	6 000 tubes
en cryoboîtes, sur rack 5 ml (en cryoboîtes 133x133x95cm)	-	972 tubes	1 620 tubes	1 944 tubes	2 430 tubes	
poches 25 ml avec étui, sur rack (capacité 11 poches/étage)	-	132 poches	220 poches	330 poches	396 poches	
nombre max. de racks / réservoir	6 racks	4 racks	4 racks	6 racks	6 racks	
Réservoirs SIMPLE	LA4010	LA4020	LA4030	LA4040	LA4050	
Réservoirs INITIAL	LA4012	LA4022	LA4032	LA4042	LA4052	
Réservoirs ESSENTIAL	-	LA4024	LA4034	LA4044	LA4054	
Réservoirs ESSENTIAL+	-	LA4026	LA4036	LA4046	LA4056	
accessoires						
Accessoires de stockage	visotubes Ø12 mm avec bouchon	-	LA1934 les 100	LA1934 les 100	LA1934 les 100	LA1934 les 100
	racks à tiroirs pour paillettes (en visotubes)	-	LA1934 les 100 2 étages LA1951 l'unité LA1952 les 4	LA1934 les 100 3 étages LA1961 l'unité LA1962 les 4	LA1934 les 100 3 étages LA1971 l'unité LA1972 les 6	LA1934 les 100 4 étages LA1981 l'unité LA1982 les 6
	racks pour cryotubes 1,2/2 ml (en boîtes 133x133x51cm)	5 étages LA1943 l'unité LA1944 les 6	5 étages LA1953 l'unité LA1954 les 4	9 étages LA1963 l'unité LA1964 les 4	8 étages LA1973 l'unité LA1974 les 6	10 étages LA1983 l'unité LA1984 les 6
	racks pour cryotubes 5 ml (en boîtes 133x133x95cm)	-	3 étages LA1955 l'unité LA1956 les 4	5 étages LA1965 l'unité LA1966 les 4	4 étages LA1975 l'unité LA1976 les 6	5 étages LA1985 l'unité LA1986 les 6
	racks pour poches	-	3 étages LA1958 les 4	5 étages LA1968 les 4	5 étages LA1978 les 6	6 étages LA1988 les 6
embase à roulettes blocables	LA1901	LA1933	LA1933	LA1933	LA1933	
kit de serrage pour embase à roulette	LA1902	LA1902	LA1902	LA1902	LA1902	
flexible DN10 180/180 pour azote, long. 1,5 m	LA4927	LA4927	LA4927	LA4927	LA4927	