

Gants Sensinyl® vinyle, non poudrés

Cat. I



- en vinyle
- non poudrés
- très souple et très résistant
- surface rugueuse
- très bonne tolérance au contact des solutions hydro alcooliques
- risque biologique AQL : 1,5
- bord roulé
- longueur 250 mm
- ambidextres

Normes

certification EU 2017/745
 i EN420
 EN455 (1234)
 EN374-1/EN 16523
 EN374-2
 EN374-4
 EN374-5
 CE1935/2004

taille	référence	Prix HT
XS 6	GA2006 les 100	
S 7	GA2007 les 100	
M 8	GA2008 les 100	
L 9	GA2009 les 100	
XL 10	GA2010 les 100	

Gants Sensinyl® Light vinyle, poudrés

Cat. I



- en vinyle, anti-allergiques
- légèrement poudrés (amidon de maïs)
- contact alimentaire
- surface lisse, excellente préhension
- gantage et dégantage facile
- bord roulé résistant à la déchirure
- risque biologique AQL : 1,5
- souples, translucides
- ambidextres

Normes

certification 93/42/CEE
 i EN420
 EN455 (123)
 EN374-1/EN 16523
 EN374-2
 CE1935/2004

taille	référence	Prix HT
S 7	GD8107 les 100	
M 8	GD8108 les 100	
L 9	GD8109 les 100	
XL 10	GD8110 les 100	

Gants Sensitex® latex, poudrés

Cat. I



- en latex pur
- légèrement poudrés (amidon de maïs)
- contact alimentaire
- risques d'allergie minimales : faible teneur en protéine de latex et en poudre
- élastiques et robustes
- risque biologique AQL : 1,5
- coloris : blanc laiteux
- ambidextres

Normes

certification 93/42/CEE
 i EN420
 EN455 (1234)
 EN374-1/EN 16523
 EN374-2
 CE1935/2004

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD8206 les 100	
S 7	GD8207 les 100	
M 8	GD8208 les 100	
L 9	GD8209 les 100	
XL 10	GD8210 les 100	

Gants Nitriskin Evolution Bleu® nitrile, non poudrés

Cat. I



- en nitrile
- non poudrés
- très souple et très résistant
- très bonne tolérance au contact des solutions hydro alcooliques
- bord roulé
- longueur 250 mm
- coloris : bleu
- ambidextres

Normes

certification EU 2017/745
 i EN420
 EN455 (1234)
 EN374-1/EN 16523
 EN374-2
 EN374-4
 EN374-5
 CE1935/2004

taille	référence	Prix HT
XS 6	GA2106 les 100	
S 7	GA2107 les 100	
M 8	GA2108 les 100	
L 9	GA2109 les 100	
XL 10	GA2110 les 100	

Gants Precinium® stériles latex, poudrés

Cat. I



- en latex
- poudrés
- risque biologique AQL : 1,5
- coloris blanc laiteux
- bord roulé
- longueur 290 mm
- épaisseur :
doigts 0,10 mm,
paume 0,10 mm,
manchette 0,10 mm
- les 50 paires, emballage par paire

Normes

certification 93/42/CEE
 i EN420
 EN455 (1234)

taille	référence	Prix HT
XS 6	GA2206 les 50 paires	
S 6½	GA2207 les 50 paires	
S/M 7	GA2208 les 50 paires	
M 7½	GA2209 les 50 paires	
M/L 8	GA2210 les 50 paires	
L 8½	GA2211 les 50 paires	
XL 9	GA2212 les 50 paires	

Gants Precinium® stériles latex, non poudrés

Cat. I



- en latex
- non poudrés
- risque biologique AQL : 1,5
- coloris naturel
- bord roulé
- longueur 280 mm
- épaisseur :
doigts 0,10 mm,
paume 0,10 mm,
manchette 0,10 mm
- les 50 paires, emballage par paire

Normes

certification 93/42/CEE
 i EN420
 EN455 (1234)

taille	référence	Prix HT
XS 6	GA2306 les 50 paires	
S 6½	GA2307 les 50 paires	
S/M 7	GA2308 les 50 paires	
M 7½	GA2309 les 50 paires	
M/L 8	GA2310 les 50 paires	
L 8½	GA2311 les 50 paires	
XL 9	GA2312 les 50 paires	