

Dérouleurs en métal



- 2 tailles, pour rubans noyau Ø 2,5 ou 7,6 cm
- capacité : chaque dérouleur contient 4 porte-rouleaux, chacun pouvant recevoir 1 à 3 rouleaux
- stabilité assurée par 4 pieds en caoutchouc

référence Prix HT

GR2920 Dérouleur, rubans Ø2,5 cm

GR2925 Dérouleur, rubans Ø7,6 cm

Ruban indicateur de stérilisation par autoclavage

Kartell



- ruban en papier semi-crêpé enduit d'une adhésivité caoutchouc naturel
- les stries virent au brun après 10 mn à +121°C ou 2 mn à +134°C
- très bonne résistance à la chaleur et humidité
- conforme à la norme ISO 11140-1:2005
- largeur du ruban : 19 mm, le rouleau de 50 m.

référence Prix HT

VA4210 Ruban indicateur d'autoclavage

Ruban indicateur de stérilisation par méthode Poupinel

Kartell



- ruban en papier semi-crêpé enduit d'une adhésivité en silicone
- les stries verts virent au brun après 30 minutes à +155°C
- facile à enlever après la stérilisation
- conforme à la norme ISO 11140-1:2005
- largeur du ruban : 19 mm, le rouleau de 50 m.

référence Prix HT

VA4220 Ruban indicateur Méthode Poupinel

Rubans en PTFE pour filetage

Kartell



- protection des filetages
- en PTFE
- coloris blanc
- compatible contact alimentaire
- largeur : 12 mm
- longueur du rouleau : 12 mètres

référence Prix HT

VA4230 Rubans pour filetage, les 10 rouleaux

Marqueur noir de laboratoire



- marqueur polyvalent pour toutes les surfaces : verre, plastique et papier
- pointe ultra fine
- écrit immédiatement sans apprêt
- résistant à l'eau et à la plupart des produits chimiques
- inodore
- non toxique
- sans solvants et à base aqueuse
- ne sèche pas facilement et dure longtemps
- clip de fixation pour poche ou tableau d'écriture

référence Prix HT

MR3225 Marqueur noir, les 12

Crayon diamant manche en bois



- étiquetage permanent des lames de microscopes et autres produits en verre
- les inscriptions gravées résistent à l'humidité, à la chaleur, au froid et aux solvants
- conformes aux directives des BPL
- manche en bois

référence Prix HT

MR3226 Crayons diamant, l'unité