

## Pissettes ovales intégrales

### Kartell



- en polyéthylène
- compatibles contact alimentaire
- pissettes ovales avec un tube qui fait corps

- avec le flacon assurant une étanchéité parfaite et évitant toute perte
- capuchon à vis normalisé GL32
  - mini-bouchon relié au tube

capacité	col	hauteur	référence	Prix HT
250 ml	GL32	140 mm	RS1950	
500 ml	GL32	178 mm	RS1951	

## Pissettes intégrales rondes à col large capuchon couleur, sans marquage



- tube interne intégré, limite les risques de contamination
- graduations moulées
- bec à extrémité fine, contrôle précis du jet
- flacons en polyéthylène basse densité
- capuchon monobloc en PP

capacité	couleur	référence	Prix HT
500 ml	blanc, rouge, vert, bleu, orange	A11830 les 5	

## Pissettes en PFA

### BOLA



- bouchon à vis
- transparent
- non poreux
- gradué.

capacité	dim. (Ø xh)	référence	Prix HT
250 ml	Ø 60 x h200 mm	BA5450	
500 ml	Ø 72 x h280 mm	BA5451	
1000 ml	Ø 92 x h320 mm	BA5452	

## Pissettes col étroit

### AZLON®



- capuchon blanc moulé d'une seule pièce avec bec à extrémité fine, pour un contrôle précis du jet.

capacité	référence	Prix HT
250 ml	A11911	l'unité
500 ml	A11912	l'unité