

Portoirs de tubes économiques

Ø 25 mm

- ▶ très résistants
- ▶ livrés à plat, montage rapide, stockage facilité




- pour tubes Ø 25 mm
- emplacements numérotés (lettre + chiffre)
- adaptables dans un bain-marie, ne flottent pas
- en polypropylène, autoclavables
- **économie de place** : livrés à plat, montage immédiat, stockage économique
- **superposables** : les ergots permettent de superposer parfaitement les portoirs

Portoirs de tubes économiques

Ø 21 mm

- ▶ très résistants
- ▶ livrés à plat, montage rapide, stockage facilité



- **portoirs de tubes très résistants**
- pour tubes Ø 21 mm
- emplacements numérotés alphanumériques
- adaptables dans un bain-marie
- en polypropylène, autoclavables
- **économie de place** : livrés à plat, montage immédiat, stockage économique
- **superposables** : les ergots permettent de superposer parfaitement les portoirs

référence

Prix HT

AX1183 Portoir 40 tubes Ø 25 mm - 297x124xh85mm - couleur rouge

AX1184 Portoir 40 tubes Ø 25 mm - 297x124xh85mm - couleur jaune

référence

Prix HT

AX0140 Portoir 40 tubes Ø 21 mm - 250x105xh68mm - couleur blanc

AX0142 Portoir 40 tubes Ø 21 mm - 250x105xh68mm - couleur rouge